

Lampe d'examen focalisable LED FOCUS sur pieds à roulettes Luxamed

Référence 07076



Prix du produit :

534,47 € taxe inclu

Description brève du produit :

Une lampe d'examen focalisable avec un éclairage LED, économe en énergie et au design moderne. Fixée sur un pied à roulette pour pouvoir déplacer facilement le rayon lumineux sur la surface à diagnostiquer ou à traiter.

Délai de livraison : 10 jours.

Description du produit :

Délai de livraison : 10 jours.

Une lampe d'examen médicale sur roulette avec un rayon lumineux puissant et focalisable.

Lampe d'examen au design moderne, économique en énergie avec la technologie LED – FOCALISABLE

Caractéristiques de la lampe FOCUS LUXAMED LED

Focus réglable de 9 à 15 cm à une distance de 30 cm

Luminosité optimum pour un examen professionnel : 80 000 lux à 30 cm – 50000 lux à 40 cm

Couleur : 5000 Kelvin

Tête d'éclairage en Aluminium pour optimiser le rayonnement thermique . Durée de vie : environ 50.000 h

Support de lampe col de cygne, 100 cm de long

Zone de travail maximale 165 cm
Pied roulant métallique 5 branches
Possibilité de Poignée amovible et stérilisable

Rayon lumineux focalisable :

A une distance de fonctionnement de 30 cm, le faisceau lumineux offre un diamètre d'éclairage optimum de 9 cm jusqu'à 15 cm