

# Otoscope LuxaScope Auris LED USB 3,7 V - Noir

Référence 07085



## Prix du produit :

167,00 € taxe inclu

### Description brève du produit :

Un otoscope compacte et autonome que vous pourrez emmener partout avec vous ! Équipé de 6 LEDS concentriques pour une plus grande autonomie et un éclairage homogène et puissant. Adapté à une utilisation intensive. Garantie : 2 ans.

#### **Description du produit:**

# Otoscope Luxascope Auris LED

Cet <u>otoscope</u> offre un champs de vision dégagé permettant un examen diagnostic du conduit auditif externe et d ela membrane tympanique. Grâce à ses 6 LEDS concentriques, l'otoscope Auris procure un éclairage puissant de 10000 lux et une durée de vie des ampoules de 100 000 heures.

Cet otoscope est donc parfaitement adapté à une utilisation intensive dans les hôpitaux ou lors des examens médicaux réalisés en cabinet.

Équipé d'une loupe grossissante 10X avec fonction verrouillage.

# Caractéristiques techniques

- Eclairage 6 Leds concentriques breveté
- Champ de vision non limité
- Fonctionnalité non affectée en cas d'arrêt d'une LED



- Durée de vie des Leds : environ 100.000 heures en utilisation intensive
- Intensité d'éclairage : env. 10.000 Lux
- Température de couleur : env. 4000 K
- Arrêt automatique après 3 minutes de non activité
- Tête au design optimisé
- Loupe grossissant 3 fois avec fonction verrouillage
- Poignée aluminium et fibre de verre
- Bouton poussoir on/off électronique
- Batterie rechargeable par USB.

#### Livré avec :

- 1 batterie au lithium-ion 3,7 V rechargeable
- 1 chargeur avec prise USB
- 10 spéculum jetables 2,5 mm gris
- 10 spéculum jetables 4,0 mm gris

Garantie 2 ans. CE.