

OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 3.7 V USB NOIR LUXAMED - noir

Référence 07085



Prix du produit :

170,34 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'otoscope **LuxaScope Auris LED 3.7 V USB noir LUXAMED** réunit un éclairage par **6 LED**, une loupe **x3** et une alimentation rechargeable USB pour les examens auriculaires en consultation comme en déplacement.

Garantie 2 ans • Éclairage 10 000 Lux •
Grossissement X3 • 20 spéculums jetables
inclus

Description du produit :

LuxaScope Auris LED, otoscope compact et rechargeable

Ce otoscope de poche a été conçu pour l'observation du conduit auditif en cabinet ou lors des déplacements professionnels. Le **LuxaScope Auris LED 3.7 V USB noir LUXAMED** intègre un anneau concentrique de **6 LED** et une recharge USB simple à mettre en œuvre.

Sa loupe orientable à **grossissement x3**, avec système de verrouillage, aide à visualiser plus nettement le conduit auditif et le tympan. Le réglage de l'intensité lumineuse permet d'adapter l'éclairage selon la situation d'examen.

La batterie lithium-ion **3,7 V** fournie évite le recours à une station de charge spécifique. Idéal pour cabinets médicaux, ORL, pédiatres, infirmiers libéraux, services de soins et consultations mobiles.

Points forts

- **Éclairage concentrique** : l'anneau à **6 LED** diffuse une lumière homogène sans fibre optique, avec un champ de vision dégagé pendant l'examen.
- **Loupe orientable x3** : le **grossissement x3** avec verrouillage facilite l'observation détaillée du conduit auditif et du tympan.
- **Recharge par USB** : la batterie lithium-ion **3,7 V** incluse simplifie la remise en charge au cabinet ou sur un poste équipé d'un port USB.
- **Format nomade** : son gabarit de poche convient aux visites, aux consultations mobiles et aux changements rapides de salle.
- **Utilisation pratique** : variateur d'intensité, bouton poussoir électronique ON/OFF et arrêt automatique après **3 minutes** améliorent le confort d'usage.
- **Construction robuste** : l'association aluminium et plastique renforcé de fibres de verre offre une conception durable, avec des LED prévues pour environ **100 000 heures**.

Caractéristiques techniques

Marque : LUXAMED

Fabricant : LUXAMED

Type de produit : Otoscope LED de poche

Modèle : LuxaScope Auris LED 3.7 V USB

Couleur : Noir

Alimentation : 1 batterie lithium-ion rechargeable **3,7 V** fournie

Éclairage : Anneau concentrique à **6 LED**

Intensité lumineuse : Environ **10 000 Lux**

Température de couleur : Environ **4 250 K**

Indice de rendu des couleurs : > 90 CRI

Durée de vie des LED : Environ **100 000 heures**

Grossissement : **x3**

Fonctionnement : Variateur d'intensité, bouton poussoir électronique ON/OFF, arrêt automatique après **3 minutes**

Matériau : Aluminium et plastique renforcé de fibres de verre

Utilisation : Réutilisable

Compatibilité : Compatible avec les têtes de dermatoscope et d'ophtalmoscope LuxaScope LED

Conditionnement : Mallette avec otoscope, batterie rechargeable, chargeur USB et spéculums jetables

Contenu inclus : **20 spéculums** jetables, dont 10 x 2,5 mm et 10 x 4,0 mm

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Fabricant : LUXAMED

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

La mallette contient l'otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V USB noir, une batterie lithium-ion rechargeable 3,7 V, un chargeur USB et **20 spéculums** auriculaires jetables gris : 10 en 2,5 mm

et 10 en 4,0 mm.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour disposer d'embouts adaptés au quotidien, les speculums auriculaires sont utiles en consultation. Les accessoires pour otoscopes complètent l'entretien du matériel, tandis qu'un dermatoscope permet d'élargir l'équipement dédié à l'examen visuel.

JJ/26