


Lingettes désinfectantes Cidalkan

Référence 07166



Prix du produit :

7,84 € taxe inclu

Description brève du produit :

Boite de 120 lingettes détergentes désinfectantes pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, équipements et dispositifs médicaux non immergeables. Pêtes à l'emploi.

[Télécharger la fiche technique.](#)

Description du produit :

Lingettes détergentes et désinfectantes Cidalkan

Usage par essuyage humide sur les surfaces (paillasse, charriots, mobilier), les équipements (moniteurs) et les dispositifs médicaux non immergeables, invasifs et non invasifs (sondes d'échographie, sondes endocavitaires et endoscopes gainés, générateurs d'hémodialyse, unité dentaire).

Large spectre d'activité en seulement 5 minutes.

Idéal entre deux patients grâce à un séchage rapide.

Actif sur les spores de Clostridium difficile.

- [Lingettes détergentes désinfectantes](#) pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, équipements et dispositifs médicaux non immergeables.
- Base alcoolique pour un séchage rapide.
- Parfum pamplemousse agréable et adapté au milieu médical.

Mode d'emploi :

- Prêt à l'emploi, 5 min (15 min pour les spores de Clostridium difficile).

- DM Classe IIb et biocide TP2/TP4.

Spectre d'activité :

- **Bactéricide** (EN 13727, EN 14561, EN 1276, EN 13697, EN 16615).
- **Levuricide** (EN 13624, EN 14562, EN 1650, EN 13697, EN 16615) ;
- **Fongicide** (EN 14562, EN 1650, EN 13697) ;
- Actif selon EN 14476 sur Rotavirus, Norovirus, Adénovirus, virus de l'Hépatite B, virus de l'Hépatite C, VIH, Influenza A/H1N1, Herpès virus.
- Actif selon EN 13704 sur Clostridium difficile en 15mn.
- Dim. : L. 19 x l. 13 cm.
- Boîte de 120 lingettes.