

Ciseaux de Jesco 19 cm

Référence 01528



Prix du produit :

2,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Description du produit :

Ciseaux Jesco disponibles en noir, rouge, jaune et bleu. Pour couper les tissus sans blesser la personne, en cas d'urgence médicale.

Caractéristiques :

- Ciseaux autoclavables
- Taille : 19 cm
- Poids : 55 g

Le manche est en polypropylène dureté HRC (PP). Les lames sont en acier inoxydable 420, Martenstic AIST.

Dispositif permettant la coupe de matériaux épais avec facilité, comme les tissus, les fils, les bandages et pansements, petits plâtres. Recommandé pour la coupe de vêtements sans risques.

Boîte de 25. CE.