

# Tensiomètre électronique Omron RS4 au poignet

Référence 07197



Prix du produit :

**43,41 € taxe inclu**

Description brève du produit :

[Tensiomètre électronique](#) pour poignet adapté aux personnes nomades.

Facile à utiliser, portable, précis avec toutes les morphologies corporelles.

Description du produit :

## [Tensiomètre](#) électronique poignet OMRON RS4 intellisense.

La mesure de la pression artérielle au niveau du poignet constitue une excellente alternative lorsque les brassards sont pour vous trop petits ou inconfortables. Le bracelet RS4 est adapté aux poignets de taille comprise entre 13,5 à 21,5 cm, ce qui couvre quasiment tout le monde. Mettez-le en place, levez votre poignet jusqu'au niveau de votre cœur et attendez le résultat de la mesure.

Grâce à sa taille réduite et à sa compacité, vous pouvez emmener le RS4 avec vous et surveiller votre pression artérielle tout au long de la journée.

Le tensiomètre permet de diagnostiquer et de surveiller un hypertension, de détecter les risques cardiovasculaire et d'obtenir un tableau complet de la santé cardiaque constituant un suivi pour le médecin traitant.

Affichage de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure.

Bracelet préformé.

Un tensiomètre très simple d'utilisation :

- Touche unique pour démarrer et Atteindre l'appareil
- Guide d'installation correcte du brassard
- Moyenne des 3 dernières mesures
- Mémoire pouvant enregistrer jusqu'à 60 relevés

**Caractéristiques du tensiomètre :**

**Type de brassard :**

Bracelet 13,5–21,5 cm

**Mémoire**

:60 mesures

**Guide d'enroulement du brassard**

: Oui

**Indicateur couleur de pression artérielle élevée facile à lire :**

Oui

**Indicateur du niveau de pression artérielle :**

Oui

**Fonction de calcul de moyenne :**

Oui

**Détection des pulsations cardiaques irrégulières :**

Oui

**Détection des mouvements du corps :**

Oui

**Capteur de positionnement avancé :**

Oui

**Technologie Intellisense :**

Oui

## Prévention des AVC

:Oui

## Longueur (cm)

: 9,50

## Hauteur (cm) :

12,00

## Profondeur (cm) :

11,00

## Poids du colis (g) :

418,00

## Inclus

: Étui de rangement, piles, carnet de pression artérielle, mode d'emploi

Garantie 3 ans. CE.

## Qu'est-ce que la technologie Intellisense ?

**INTELLISENSE est une technique de mesure intelligente.**

Cette technique permet un gonflage contrôlé du brassard. Le gonflage est progressif, automatique et **adapté à l'utilisateur**. On évite ainsi les compressions excessives du bras et les gonflages successifs. **La prise de mesure est plus rapide, plus précise et plus confortable pour le patient.**