

Tensiomètre électronique Omron M3 Comfort au bras

Référence 07212

Prix du produit :

59,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Tensiomètre électronique avec brassard Medium/Large 22-42 cm. Équipé de la nouvelle technologie IntelliWrapCuff permettant un suivi régulier de la tension et une fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard.



Description du produit :



Brassard Intelli Wrap facile à utiliser

Placez le brassard au moins un doigt au-dessus du coude. Attendez que le guide du brassard indique qu'il est correctement placé.



Fonctionnement d'une seule pression

Appuyez sur « Start » pour effectuer une lecture ; la mesure de votre tension artérielle sera prise lors du gonflage automatique du brassard.




Des résultats clairs

Le M3 Comfort indiquera votre mesure, mais également si vous avez trop bougé, si vous avez un rythme cardiaque irrégulier ou si vous avez de l'hypertension.



Précision validée cliniquement

Testé rigoureusement selon des recommandations cliniques pour la mesure de la tension artérielle définies par la Société européenne de l'hypertension.



Agissez pour être en meilleure santé

Surveiller votre tension artérielle régulièrement peut vous aider à apporter à votre quotidien les modifications nécessaires à une meilleure santé.

Tensiomètre électronique Omron M3 Comfort

L'OMRON M3 Comfort est un moniteur de tension artérielle validé cliniquement qui vous permet de suivre facilement votre hypertension à domicile

Par OMRON, la marque numéro un recommandée par les cardiologues pour les moniteurs de

tension artérielle en Europe

Avec le brassard unique Intelli Wrap d'OMRON dites adieu aux complications. En effet, il donne une mesure de tension artérielle précise dans n'importe quelle position autour du haut du bras

Les indicateurs de placement de brassard et de détection de mouvement corporel vous aident à éviter les erreurs courantes qui peuvent entraîner des lectures de tension artérielle inexactes

Le M3 Comfort peut être utilisé par 2 utilisateurs distincts + 1 invité. Il enregistre jusqu'à 60 lectures de tension artérielle

Pourquoi utiliser un tensiomètre électronique ?

- Pour le diagnostic et la surveillance en cas d'hypertension
- Pour mieux détecter les risques cardiovasculaires
- Pour obtenir un suivi complet de sa santé cardiaque.

Caractéristiques et mises en garde

- Le moniteur de tension artérielle OMRON M3 Comfort permet d'obtenir facilement une lecture de précision clinique depuis le confort de chez vous.
- La façon simple d'obtenir des résultats précis. Le M3 Comfort intègre le brassard Intelli Wrap d'OMRON, une technologie unique qui permet de placer le brassard facilement dans la bonne position sur le haut de votre bras. Le guide du brassard indique si vous l'avez placé correctement pour faciliter encore davantage l'utilisation de cet appareil. Restez immobile afin de mesurer votre tension artérielle avec précision. Le détecteur de mouvement corporel indiquera si vous avez trop bougé, pour éviter les lectures de tension artérielle inexactes.
- Après avoir mesuré votre tension artérielle, l'OMRON M3 Comfort affichera votre rythme cardiaque. Un indicateur apparaîtra s'il détecte un rythme cardiaque irrégulier ou une tension artérielle supérieure au niveau recommandé (hypertension).
- Le M3 Comfort fait partie de la nouvelle gamme des moniteurs de tension artérielle d'OMRON pour le haut du bras et a donc été conçu pour être facile d'utilisation. Cet appareil peut être utilisé par 2 utilisateurs distincts + 1 invité. Il enregistre jusqu'à 60 lectures.

Spécifications

Tensiomètre au bras

- **Type de brassard** : Brassard Intelli Wrap 22–42 cm
- **Mémoire** : 2 utilisateurs x 60 mesures
- **Guide d'enroulement du brassard** : Oui
- **Indicateur couleur de pression artérielle élevée facile à lire** : Oui
- **Détection des pulsations cardiaques irrégulières** : Oui
- **Détection des mouvements du corps** : Oui
- **Étui de rangement inclus** : Oui
- **Validations** : Validation clinique, Validation de diabète, Validation de grossesse
- **Technologie Intellisense** : Oui
- **Prévention des AVC** : Oui
- **Particulier ou professionnel** : Particulier
- **Longueur (cm)** : 10,50
- **Hauteur (cm)** : 8,50
- **Profondeur (cm)** : 15,20
- **Poids du colis (g)** : 340,00
- **Inclus** : Brassard, mode d'emploi, piles et étui de rangement

Garantie 3 ans. CE.