

Sur-blouse + manchettes de protection en polyéthylène - L'unité

Référence 07222



Prix du produit :

1,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Tablier de protection jetable non stérile en polyéthylène pour la protection du personnel soignant, de l'industrie agro-alimentaire, des laboratoires, et autres activités de recherche.

Vendu à l'unité. Tarifs dégressifs voir description.

Description du produit :

Tablier de protection à usage unique avec manches polyéthylène

Imperméable aux projections et liquides, taille unique.

Facile et rapide à mettre en place.

Kit composé de 2 éléments :

- 1 tablier polyéthylène 70x150 cm avec trou pour la tête et ceinture détachable 10x150 cm
- manches polyéthylène 24x75 cm

Si ce produit est utilisé en milieu potentiellement contaminé, il doit être disposé à l'aide des récipients DASRI ci-dessous :

Nos produits similaires:

- [Conteneur en carton pour DASRI](#)
- [Sacs à déchets DASRI](#)
- [Boîte à aiguilles DASRI](#)