

Casaque chirurgicale jetable XXL

Référence 07236-XXL



Prix du produit :

4,78 € taxe inclu

Description brève du produit :

Casaque jetable stérile pour la chirurgie disponible en taille L et XXL. Emballée individuellement dans un emballage stérile contenant 1 casaque, 1 champs stérile et 2 serviettes absorbantes.

Vendue à l'unité.

Description du produit :

Casaque chirurgicale stérile à usage unique.

La **casaque chirurgical opératoire** à manches longues avec poignée en jersey est stérile et jetable. Fabriqué en non tissé, hydrophobe, en matériau SMMMS, qui garantit une protection efficace, agissant comme un effet barrière contre les bactéries et les germes, tout en présentant une excellente perméabilité à l'air.

Propriétés forte résistance, souple, douce et est extrêmement fiable. Cette de tenue de bloc opératoire résiste au frottement et sans peluche.

Livrée en emballage stérile incluant :

- Casaque couleur bleu
- Drap sterifit de 60 x 60 cm couleur bleu
- 2 serviettes absorbantes de 40 x 40 cm couleur blanc

Taille disponible :

XXL : Corps : 125 cm (longueur) - 165 cm (largeur) / Manches : 58 cm (longueur) - 63 cm (largeur)

[Découvrez notre gamme de vêtements médicaux.](#)

[Découvrez notre gamme de protections à usage unique.](#)