

# MASQUES CHIRURGICAUX TYPE IIR 3 PLS BLEUS MEDICLINIC - boîte de 50

Référence 06991



Prix du produit :

**1,19 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Les **masques chirurgicaux Type IIR 3 plis bleus MEDICLINIC** combinent **une filtration bactérienne ? 98 %**, une protection contre les éclaboussures et une bonne respirabilité pour les soins courants. En **boîte de 50**, ils disposent d'une barrette nasale intégrée et sont destinés à un usage unique. Existe en plusieurs coloris.

EN 14683:2019 Type IIR • CE • Filtration bactérienne ? 98 % • Boîte de 50

Description du produit :

Masques chirurgicaux Type IIR, filtration et confort en pratique

Ces masques chirurgicaux sont pensés pour réduire l'exposition aux gouttelettes pendant les soins et les examens. Les **masques chirurgicaux Type IIR 3 plis bleus MEDICLINIC** réunissent une **filtration bactérienne ? 98 %**, une résistance aux éclaboussures et un **usage unique**.

Leur conception **3 plis** contribue à associer efficacité de filtration, confort respiratoire et maintien adapté au visage. La barrette nasale intégrée, extra-longue, aide à améliorer l'ajustement et à limiter les passages latéraux lors des contacts rapprochés.

Le conditionnement en **boîte de 50** convient aux besoins réguliers des structures de soins. Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, centres de soins, EHPAD, laboratoires et collectivités.

## Points forts

- **Protection Type IIR** : adapté aux situations de soins courants avec risque de projections grâce à sa résistance aux éclaboussures.
- **Filtration élevée** : efficacité de filtration bactérienne ? **98 %**, utile lors des consultations, examens et gestes de proximité.
- **Structure 3 plis** : conception équilibrée pour associer filtration, respirabilité et tenue pendant le port.
- **Ajustement pratique** : barrette nasale extra-longue intégrée et élastiques pour un positionnement plus précis sur le visage.
- **Composition sans latex** : sans latex et sans fibres de verre, pour un usage professionnel quotidien.
- **Format adapté aux rotations** : masque à **usage unique** en boîte de 50, pratique pour l'organisation des soins et examens successifs.

## Caractéristiques techniques

**Garantie** : 2 ans

**Marque** : MEDICLINIC

**Type de produit** : Masque chirurgical Type IIR

**Couleur** : Bleu

**Pliage** : 3 plis

**Haute filtration** : Oui

**Filtration bactérienne** : BFE ? 98 %

**Résistance** : Résistant aux éclaboussures

**Respirabilité** : 60 Pa/cm<sup>2</sup>

**Bioburden** : 30 CFU/g

**Dimensions** : 9,5 x 17,5 cm

**Épaisseur** : 65 g/m<sup>2</sup>

**Barrette nasale** : Intégrée, extra-longue

**Fixation** : Élastiques

**Matériau** : Sans latex, sans fibres de verre

**Utilisation** : Usage unique

**Temps de port conseillé** : Jusqu'à 4 heures

**Conditionnement** : Boîte de 50 masques

**Classe DM/EPI** : Dispositif médical de classe I

## Normes & sécurité

**Classe** : Dispositif médical de classe I

**Norme** : EN 14683:2019 Type IIR

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Les gels hydroalcooliques s'intègrent facilement à la préparation des soins avant la pose du masque. Les gants nitriles accompagnent les gestes d'examen au quotidien, tandis que les visières de protection ajoutent un écran supplémentaire face aux projections.