

Masques chirurgicaux EN14683:2019 type IIR

Référence 06991



Prix du produit :

2,45 € taxe inclu

Description brève du produit :

Masques chirurgicaux 3 plis élastiques à usage unique, sans latex non stériles Type IIR

- Résistant aux éclaboussures
- Facile à porter
- Filtrage efficace
- Respiration saine
- Conformes à la norme harmonisée EN14683 : 2019

Description du produit :

Masque chirurgical à usage unique, non stérile Type IIR

Masque destiné à empêcher les germes présents dans les voies respiratoires de sortir et de contaminer l'entourage.

Permet de limiter la transmission des virus aéroportés par les personnes infectées.

Masque résistant à la projection pour réduire l'exposition potentielle du porteur au sang et aux liquides corporels

Le type IIR est Le plus haut niveau de filtration pour les masques chirurgicaux.

Masques conformes aux dispositions réglementaires :

- conformes à la norme harmonisée EN 14683 : 2019 (Type IIR) qui évalue l'efficacité du matériau filtrant dans le sens de l'expiration.
- conformes à la Directive européenne 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 relative aux

dispositifs médicaux.

- Boite de 50
- Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

EFFICACITÉ DE FILTRATION BACTÉRIENNE : BFE \geq 98 %

RESPIRABILITÉ : 60 PA/CM²

BIOBURBEN : 30 CFU/G

DIMENSIONS : 9.5 X 17.5CM

ÉPAISSEUR : 65G /M²

COUCHES : 3

UTILISATION UNIQUE : EFFICACE 4H

COMPOSITION DU MASQUE :

PREMIÈRE COUCHE : PP NON WOVEN SPUNBOND 20 GR/M²

DEUXIÈME COUCHE : MELT BLOWN FABRIC 25 GR/M²

TROISIÈME COUCHE : PP NON WOVEN SPUNBOND 20 GR/M² COMPOSITION DU MASQUE

Un nez intégré pour une meilleure étanchéité. Une couche interne et externe ultra déperlante. Avec élastiques. Sans latex. Hypoallergénique.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS :

LIMITES D'UTILISATION : Dispositif à usage unique. Utiliser 2 à 3 masques par jour par personne.

STOCKAGE : Les masques ont une durée de conservation limitée et doivent être stockés dans un endroit à l'abri de la lumière et de l'humidité entre 10 et 25°C.

AVERTISSEMENT : Il est essentiel que le masque soit enlevé en dernier, après tout autre matériel de protection (gants, surblouse, lunettes de protection) afin de limiter au maximum tout risque de contamination. Les mains doivent impérativement être désinfectées après le retrait du

masque.

Dispositif médical classe 1 déclaré auprès de l'Agence National de Sécurité du Médicament (ANSM)

Temps de port conseillé 4 heures, attention disposez ce masque avec précaution et nettoyez-vous les mains après avoir touché un masque utilisé.

Liens utiles pour choisir vos masques de protection permettant de lutter contre le coronavirus :

[Achat masques chirurgicaux type 1](#)

[Voir toutes les protections Covid-19](#)

[Étui individuel pour masque chirurgical \(éco-conçu\)](#)

Voir notre gamme complète de [produits à usage unique pour la protection des personnes](#).

Informations utiles :

Site du gouvernement : [tout savoir les masques de protection : différences entre les modèles, normes, marquage, savoir si un masque est conforme : anti-fraude...](#)