

Set de pose de stérilet

Référence 07266



Prix du produit :

22,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

Set de pose de stérilet

Ce set à usage unique est destiné à être utilisé dans le cadre d'une pose de stérilet.

3 instruments d'intervention réunis pour une pose de stérilet réussie!

Vendu par 5.

Description du produit :

Set de pose de stérilet complet

Sous sachet transparent, chaque set comprend 3 instruments à usage unique stériles pour mettre en place le stérilet chez la femme.

Ce set de pose de stérilet est composé de :

1 Boîte

1 Sachet 150x360mm

1 Pince Cheron plastique 24,5cm droite : pour l'antiseptie du col, cet instrument permet le maintien d'une compresse ou d'un tampon pour permettre le badigeonnage du col

1 Pince Pozzi plastique 26,5cm droite : pour la préhension et la traction du col

1 Ciseaux coupe fils acier inoxydable 21,5cm : avec encoche afin de bloquer puis de sectionner le fil du DIU entre les 2 lames métalliques.

- Lot de 5. CE.

Produit stérile : oui

Mode de stérilisation : Oxyde d'éthylène

Conditions de conservation :

Conditions normales de conservation et de stockage : A conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur. Précautions particulières : Usage Unique - Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Durée de validité du produit : Se référer à l'étiquetage du produit.

Présence d'indicateurs de température : Non

Conseils d'utilisation :

L'opérateur utilise la [pince Chéron](#) pour réaliser le badigeon du col utérin. Il saisit l'utérus grâce à la [pince Pozzi](#) et place le stérilet (non fourni).

A la fin il coupe le fil grâce aux ciseaux.

Contre-indications : Il convient de vérifier la composition du produit pour s'assurer que le patient n'est pas allergique à l'une des matières entrant dans sa composition.

Découvrez notre gamme complète pour les gynécologues et sage-femmes :

[Instrumentation gynécologique](#)

[Spéculums et matériel médical de gynécologie](#)

[Bandelettes urinaires](#)