

# Kit de protection

Référence 07267



**Prix du produit :**

**1,67 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

**Kit de protection à usage unique complet**

Destiné à empêcher la transmission d'agents infectieux et à lutter contre la transmission des micro-organisme entre le patient et le personnel soignant au cours des soins.

**Description du produit :**

**Ce kit de protection contient :**

- 1 charlotte
- 1 [masque chirurgical de type IIR](#)
- 1 [blouse de protection](#)
- 1 paire de [surchaussures](#)

**Principaux composants et matériaux :** 100% polypropylène

Conditions de conservation :

Conditions normales de conservation et de stockage : A conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur. Précautions particulières : Usage Unique - Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Durée de validité du produit : Se référer à l'étiquetage du produit

Présence d'indicateurs de température : Non

Conseils d'utilisation :

Le soignant met le masque, la charlotte, la blouse et les surchaussures.

Contre-indications : Il convient de vérifier la composition du produit pour s'assurer que le patient n'est pas allergique à l'une des matières entrant dans sa composition.