

# Tensiomètre Lian® Nano Clinic® multibrassard - Spengler

Référence 07277



Prix du produit :

**140,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**LA valeur sûre !**

Une référence chez Spengler, ce [tensiomètre manuel](#) Lian® Nano Clinic® permet une auscultation performante et précise. Conçu pour prévenir les contaminations croisées, il permet une décontamination de ses 3 brassards par immersion.

*Livré avec **3 brassards** très résistants Clinic® taille S, M et L (enfant 20-28cm, adulte 26-34cm et large adulte 32-42cm) + **1 trousse nylon**.*

Description du produit :

**Le tensiomètre Lian® Nano Clinic® Spengler est décontaminable par immersion.**

Encore plus performant dans cette version, le **tensiomètre Lian® Nano**, il est souvent préféré pour sa légèreté et sa prise en main facile. Ses **3 brassards Clinic® (S, M, L), en Polymex® sont décontaminables** par immersion. Idéal pour les isolements septiques ou pour lutter contre les contaminations croisées.

*Grande précision des mesures : mécanisme "horlogerie" haute précision*

Caractéristiques :

- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main

- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité
- Résistant aux chocs : boîtier en ABS résistant aux chocs
- Nettoyage /pré-désinfection par immersion et désinfection à froid
- Produit fabriqué en France
- Livré avec 3 brassards (tailles S, M, L) et une trousse nylon

#### **Lavage :**

- Brassard fermé uniquement en machine ou à la main 40° maximum.
- Nettoyage et pré-désinfection brassard fermé uniquement (décontamination)
- A froid par immersion dans les solutions appropriées répondant aux normes
- Rincez à l'eau et séchez

#### **Désinfection :**

- Vaporiser de l'alcool isopropylique (70%) IP stérile sur toute la surface du brassard
- Laissez sécher pendant quelques minutes, ne pas rincer
- Désinfection possible à l'hypochlorite de sodium à 0.5% de chlore actif
- Rinçage à l'eau stérile si nécessaire

#### **Garantie 2 ans. CE.**