

Tensiomètre Lian® Nano Clinic® Brassard Adulte - Spengler

Référence 07278



Prix du produit :

64,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

LA valeur sûre !

Une référence chez Spengler, ce [tensiomètre manuel](#) Lian® Nano Clinic® adulte permet une auscultation performante et précise. Conçu pour prévenir les contaminations croisées, il permet une décontamination de son brassard par immersion.

Livré avec 1 brassard très résistant Clinic® taille M (Adulte 26-34cm) + 1 trousse nylon.

Description du produit :

Encore plus performant dans cette version, le **tensiomètre Lian® Nano**, il est souvent préféré pour sa légèreté et sa prise en main facile. Ses **3 brassards Clinic® (S, M, L), en Polymex® sont décontaminables** par immersion. Idéal pour les isolements septiques ou pour lutter contre les contaminations croisées.

Grande précision des mesures : mécanisme "horlogerie" haute précision

Caractéristiques :

- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée

- Poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité
- Résistant aux chocs : boîtier en ABS résistant aux chocs
- Nettoyage /pré-désinfection par immersion et désinfection à froid
- Produit fabriqué en France
- Livré avec 3 brassards (tailles S, M, L) et une trousse nylon

Lavage :

- Brassard fermé uniquement en machine ou à la main 40° maximum.
- Nettoyage et pré-désinfection brassard fermé uniquement (décontamination)
- A froid par immersion dans les solutions appropriées répondant aux normes
- Rincez à l'eau et séchez

Désinfection :

- Vaporiser de l'alcool isopropylique (70%) IP stérile sur toute la surface du brassard
- Laissez sécher pendant quelques minutes, ne pas rincer
- Désinfection possible à l'hypochlorite de sodium à 0.5% de chlore actif
- Rinçage à l'eau stérile si nécessaire

Garantie 2 ans. CE.