

Stéthoscope Cardio Prestige® II Spengler - double pavillon

Référence 07280



Prix du produit :

140,76 € taxe inclu

Description brève du produit :

Une acoustique hors du commun !

Pavillon lourd avec technologie «acoustique premium très haute fidélité» : le [stéthoscope](#) le plus performant. Pour professionnels de santé exigeants : cardiologues... Garanti 7 ans.

Description du produit :

Stéthoscope Cardio Prestige II de Spengler

Développé avec l'aide du CNRS et de l'école CENTRALE, le nouveau stéthoscope CARDIOPRESTIGE II est la quintessence du savoir faire SPENGLER, c'est le plus performant de la gamme.

Pour professionnels de santé exigeants : médecine de pointe (cardiologues, pneumologues,...) Garanti 7 ans.

- Une acoustique hors du commun : récepteur ultra-précis avec lignes évasées pour mieux capter les ondes sonores.
- Un pavillon lourd : son double pavillon en acier inoxydable offre les meilleures propriétés acoustiques. Plus de matière pour plus de résonance, et une bague anti-froid pour le confort du patient.
- Une tubulure XXL : Afin de réduire les bruits parasites, Cardioprestige II possède une large tubulure, et sa longueur a été volontairement raccourcie.
- Une écoute multi-fréquence : Pression légère pour les bruits vasculaires et cardiaques, pression ferme pour les fréquences pulmonaires.
- Une excellente ergonomie : Conçus avec des bords affinés, le pavillon se glisse parfaitement

sous les brassards pour la prise de tension.

Pavillon lourd avec technologie «acoustique premium très haute fidélité»

Avec son pavillon lourd doté de la technologie "acoustique premium d'exception", Cardioprestige II possède plus de matière pour plus de résonnance. Il a été conçu avec une tubulure large et volontairement raccourcie, pour offrir un niveau de performance et d'excellence jamais atteint.

Pavillon lourd double en acier inoxydable avec un côté adulte et un côté pédiatrique, récepteur "acoustique premium", indicateur de pavillon, nouveau design de lyres en acier inoxydable plus adapté à l'anatomie du praticien, embouts auriculaires en nano silicone pour plus de confort.

Véritable instrument d'exception et de qualité il répond parfaitement aux besoins quotidiens des professionnels. Il possède une bague anti-froid autour du pavillon pour le confort du patient.

De plus un point rouge indique de façon immédiate et très lisible le côté actif du pavillon adulte ou pédiatrique, véritable révolution apportant gain de temps, praticité et polyvalence.

Présente sur les deux pavillons la membrane flottante multi fréquence permet deux niveaux d'écoute :

- pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
- pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaire)

Disponible uniquement dans cette couleur gris et noir en acier inoxydable.

Dispositif médical classe I

Spécifications techniques du stéthoscope Spengler Cardio Prestige à double pavillon:

Type

Cardioprestige 2 simple pavillon

Cardioprestige 2 double pavillon

Pavillon

Matière

Acier inoxydable

Poids

Cardioprestige 2 simple pavillon : 105,5 g

Cardioprestige 2 double pavillon : 165 g

Diamètre grand pavillon

Cardioprestige 2 simple pavillon : 47,3 mm

Cardioprestige 2 double pavillon : 47,3 mm

Diamètre petit pavillon

Cardioprestige 2 double pavillon : 37,5 mm

Membrane

Matière

Fibre de verre

Diamètre grand pavillon

Cardioprestige 2 simple pavillon : 44 mm

Cardioprestige 2 double pavillon : 44 mm

Diamètre petit pavillon

Cardioprestige 2 double pavillon : 37,5 mm

Bague anti-froid

Matière

TPR

Diamètre grand pavillon

Cardioprestige 2 simple pavillon : 47,3 mm

Cardioprestige 2 double pavillon : 47,3 mm

Diamètre petit pavillon

Cardioprestige 2 double pavillon : 37,5 mm

Tubulure et lyre

Longueur

55 cm

Lyre

matière : Acier inoxydable

Ressort de lyre

matière : Acier inoxydable

Tubulure

matière : Silicone

Embouts auriculaires

matière : Nano silicone

Accessoires

Livré avec 2 paires d'embouts auriculaires

Garantie Spengler : 7 ans (hors tubulure et embouts auriculaires)

Vidéo de présentation du stéthoscope Spengler Cardioprestige II

Personnalisez votre matériel médical grâce à la gravure au laser !



EXEMPLES DE GRAVURES LASER SUR VOTRE MATÉRIEL MÉDICAL

Lien vidéos SPENGLER :

<https://www.youtube.com/watch?v=d62o1pN9A8c>

<https://www.youtube.com/watch?v=yCwPD6CMFKM>

Produits complémentaires à votre stéthoscope:

[Réf. 05068 - Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes pour le nettoyage de votre stéthoscope.](#)

[Réf. 07000 - Kit de nettoyage pour stéthoscope](#)