

Pince Péan inox

Référence 00390



Prix du produit :

6,11 € taxe inclu

Description brève du produit :

La pince de Péan permet d'éviter de comprimer les tissus lors des opérations chirurgicale et donc d'éviter de léser les tissus adjacents.

Description du produit :

Pince de Péan pour les manipulations chirurgicales et les soins.

Très utilisée en médecine chirurgicale mais aussi pour des soins médicaux, la pince Péan permet l'hémostase. Les mors permettent de serrer les tissus sans les abîmer. et d'éviter le saignement lors d'une intervention chirurgicale.

Elle peut également être utilisée pour le champs ou pour tenir une compresse.

La pince de Péan est généralement présente dans les kits de soins du personnel soignants : infirmières, médecins, sage-femme, vétérinaires...

En acier inoxydable.

Disponible en 2 versions: 14 cm ou 16 cm.

Informations :

La pince de Péan tient son nom de son inventeur [Jules Péan](#).

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920

