

Guéridon inox 2 plateaux avec galeries amovibles

Référence 07286



Prix du produit :

223,38 € taxe inclu

Description brève du produit :

Guéridon roulant médical en inox de haute qualité équipé de 2 plateaux et de 4 roues silencieuses avec freins. Les galeries sont amovibles. Charge : +20Kg par plateau. Cette desserte en inox est garantie 1 an.

Parfait pour y déposer les instruments de chirurgie ou consommables nécessaires.

GUÉRIDON INOX 70 X 50 X 80 CM

Description du produit :

Ce **guéridon tout inox** vous accompagne dans votre activité médicale au quotidien.

Pour les prélèvements, les [urgences](#), les [soins au patient](#) ou le transport de matériel électronique, il saura vous apporter confort et stabilité.

Facilement nettoyable car tout en inox (structure et plateaux), il supporte tous les produits de désinfection utilisés dans les milieux hospitaliers et les [désinfectants de surface](#).

Pratique et stable avec ses 4 roulettes, il est à la fois maniable et solide. Sa structure en tube arrondi avec ses larges poignées permettent la poussée sur tous les côtés du chariot.

Il est composé d'une structure avec des tube ronds en inox et 4 roues de diamètre 75 mm avec protection anti-choc.

- Structure tube rond en acier inoxydable amagnétique pour une meilleure prise en main
- Plateaux en Inox
- Galeries amovibles
- Roues caoutchouc silencieuses
- Diamètre roues : 75 mm avec freins
- Charge admissible : 80 kg
- Charge +- 20 kg/plateau

Garantie 1 an.