

# STIL'BOX Pocket avec bouton poussoir

Référence 07313



Prix du produit :

**2,35 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le STIL'BOX avec bouton poussoir est un collecteur de poche pour aiguilles destiné pour le transport et la destruction d'objets perforants.

Description du produit :

L'obturateur de la **STIL'BOX** permet d'isoler les aiguilles souillées. Celui-ci est cranté avec une ouverture et fermeture automatiques.

## Caractéristiques

- Dimension : 110 x 80 x 33 mm
- Poids : 43 gr
- Matière : Polystyrène
- Volume de remplissage : 0.17L
- Couleurs : Jaune et blanc
- Résistances : Perforation et chute
- Normes : Conformer NF EN ISO 23907 et NF X30-511

**Fonctionnalité du couvercle :**

