

Fauteuil de prélèvement Roisel

Référence 0068VOG



Prix du produit :

515,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Fauteuil avec appuie-bras réglable pour effectuer facilement les prélèvements.

Disponibles en 4 modèles : classique, avec dossier inclinable, avec dossier et jambière synchrones ou indépendants.

Description du produit :

Fauteuil de prélèvement pour laboratoires d'analyses.

CARACTÉRISTIQUES:

- Structure bâti époxy noir mâ.
- Assise et dossier avec carter thermoformé noir.
- Équipé de 2 gouttières de prélèvement en PVC réglables en hauteur, en profondeur et inclinables. **(gouttières coulissantes sur un rail)**

DIMENSIONS:

- Dossier: L. 360 × l. 450 mm.
- Assise: L. 480 × l. 450 mm.
- Hauteur d'assise: 500 mm.
- Poids: 15 kg.
- Poids supporté: 150 kg.
- Dimensions h. tt: L. 490 × l. 540 mm.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

Choisissez la couleur de votre divan médical parmi 56 coloris disponibles :

COLORIS :

78 couleurs disponibles. Choisissez la couleur de la sellerie grâce au nuancier puis indiquer la couleur dans le champs CHOIX DE LA COULEUR avant d'ajouter le divan d'examen au panier.

[TÉLÉCHARGEZ LE NUANCIER DES COLORIS DES DIVANS D'EXAMEN
VOG](#)

Prix affiché avec éco-participation de 1.05 €HT Réf 0067VOG, 2.10€HT Réf. 0068VOG, 0069VOG, 0070VOG