

# Pèse-personne mécanique APPALACHES 200

Référence 07321



Prix du produit :

**80,58 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Designé dans un style rétro et conçue avec une structure métallique, le [pèse-personne](#) mécanique **APPALACHES 200**, vous offre précision et solidité pour une utilisation quotidienne et durable.

Description du produit :

[Pèse-personne mécanique](#) **APPALACHES 200** :

Cette [balance](#) est un classique du [matériel de diagnostic médical](#) pour mesurer le poids du patient. Sa graduation de kilo à kilo et son large cadran, permet une lecture facile de la mesure.

Le modèle **Appalache 200** fonctionne sans piles, le rendant ainsi économique et écologique.

Caractéristiques :

- **Structure** : métallique robuste
- **Capacité maximale** : 200kg.
- **Graduation** : de 1kg.
- **Écran** : 19cm de diamètre
- **Tapis** : antidérapant
- **Dimension du pèse-personne** : 46,4 x 33,51 x 11cm
- **Dimension de la plateforme** : L.33 x l.23cm
- **Poids du pèse-personne** : 3.1kg
- **Design** : vintage, corps en métal massif de couleur blanche, avec tour de cadran chromé.
- **Fonctions** : Molette centrale pour calibrage de la balance à zéro
- **Température** : -5 à 50°C

- **Humidité** : 1 à 80%.
- **Poids conditionnement** : 1.500kg

**Garantie 1 an. CE.**

**Documents :**

[Téléchargez la notice du pèse-personne Appalaches 200](#)