

# Pèse-bébé et enfant électronique ANDINE 3

Référence 07324



Prix du produit :

**96,89 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Idéal pour les pédiatres et médecins généralistes, ce pèse-bébé multifonctionnel a été conçu pour les professionnels de santé souhaitant suivre le poids d'un nourrisson ou d'un l'enfant (entre 30 et 160cm) grâce à son plateau amovible qui permet d'utiliser cet **appareil de mesure** comme une **balance** normale. Fournit avec son sac de transport, il sera des plus pratiques pour vous accompagner lors de vos déplacements.

Description du produit :

## Pèse-bébé et enfant électronique ANDINE 3

Cet appareil de mesure dispose d'un **mode normal**, que l'on utilise pour les besoins de pesée courante. Lorsque l'on souhaite effectuer des **suivis de croissance**, le **mode de consommation de lait** est alors préféré, (utilisé pour connaître la quantité de lait consommée par le bébé), en partant du principe que l'on enregistre le poids du nourrisson avant la prise de biberon, et enfin lorsque l'on veut obtenir le poids du bébé en déduisant celui de la maman (il suffit d'enlever le plateau de la base afin de le transformer en pèse-personne), le **mode bébé-maman** est également disponible.

Concernant le **mode mesure**, il offre la possibilité d'estimer la **taille de l'enfant** grâce à la toise déroulante rangée dans la base de la balance.

Ce dispositif est doté de quatre pieds en caoutchouc et antidérapants, ainsi que d'un plateau spacieux à rebords arrondis permettant de prendre les mesures du patient en toute sécurité. Il est également possible de faire glisser le plateau afin de le retirer de manière à peser la maman avec son bébé.

### **Caractéristiques du pèse-bébé et enfant ANDINE 3 :**

- **4 en 1** : Pèse et mesure bébés et enfants
- **Toises** : Double toise, horizontale et verticale
- **Modes de pesée** : mode classique, absorption de lait et poids maman + bébé.
- **Capacité maximum**: 100 kg
- **Dimensions du plateau** (600(L) x 326 (l) x 91 (H)mm)
- **Unités de mesure** : kg/lb et cm/ft.
- **Écran** : LCD (79 x 28mm) rétroéclairage bleu pivotant à 180° (quand >20kg)
- **Alimentation** : 3 piles AAA 1,5V (non fournies).
- **Poids net** : 1,6kg
- **Fonctions** : Auto On-Off, Hold, Tare
- **Inclus** : Sac de transport noir / 2 anses / 1 bandoulière

**Garantie 12 mois. CE.**

**Documents utiles :**