

Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic II Pédiatrique

Référence 07325



Prix du produit :

105,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Inspiré des modèles de stéthoscopes Littmann Classic, la conception du stéthoscope 3M™ Littmann® Classic II Pédiatrique est un outil sûr et performant spécialement conçu pour l'auscultation, la surveillance et le diagnostic des enfants et des patients de petite taille.

Description du produit :

Avec une forme et une taille adaptées pour les patients les plus petits, le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic II Pédiatrique est idéal pour l'auscultation des enfants, quelle que soit la spécialité médicale.

Le stéthoscope **3M™ Littmann® Classic II Pédiatrique** est particulièrement adapté à l'auscultation des enfants et des patients de petite taille.

Son double pavillon apporte une grande sensibilité acoustique pour l'écoute des sons de hautes et basses fréquences. Ce stéthoscope est utilisé par les étudiants en médecine ainsi que les professionnels de santé pour les auscultations cardiaque, pulmonaires et autres sons corporels lors d'examens et diagnostics pour les enfants.

Le stéthoscope **3M™ Littmann® Classic II Pédiatrique** offre une excellente étanchéité acoustique et un confort optimale grâce aux embouts auriculaires clipsables et souples.

La tubulure de nouvelle génération permet de conserver la forme et la souplesse de celle-ci même après avoir été pliée dans une poche. Cette tubulure nouvelle génération est fabriquée sans ajout de latex naturel, et sans ajout de phtalate pour contribuer au respect de l'environnement et de la santé humaine.

Amélioration de la durée de vie du stéthoscope résistant mieux aux fluides cutanés ainsi qu'à l'alcool et aux taches.

Le stéthoscope **3M™ Littmann® Classic II Pédiatrique** est fourni avec des embouts auriculaires souples et isolants, ainsi qu'une notice d'utilisation.



Caractéristiques techniques :

- Tubulure nouvelle génération conserve sa forme et souplesse
- Tension de la lyre facilement ajustable à la taille de la tête
- Double pavillon : membrane de 2,5 cm idéal pour les enfants
- Un confort optimal et excellente étanchéité acoustique grâce aux embouts auriculaires clipsables souples brevetés 3M™ Littmann®.
- Restitution acoustique de qualité grâce à la conception ergonomique de sa lyre qui s'adapte parfaitement et confortablement aux oreilles.
- Bague anti-froid pour le confort du patient

Couleur au choix : Noir, Rouge, Bleu Caraïbes ou Framboise.
Longueur totale : 71 cm.

Garantie 3 ans.

Dispositif médical de Classe I selon la directive 93/42 CEE. Marquage CE. [Voir les mentions légales](#)

Tableau comparatif des stéthoscopes 3M Littmann



Choisissez le stéthoscope Littmann® qui vous correspond le mieux !

Les stéthoscopes 3M™ Littmann® vous offrent de très bonnes performances acoustiques, de qualité élevée et constante ainsi qu'une valeur ajoutée exceptionnelle. Presque tous les stéthoscopes Littmann® utilisent la technologie de la membrane double fréquence, une invention 3M qui vous donne la capacité d'entendre différents sons de hautes et basses fréquences sans tourner le pavillon ni changer de foyer d'auscultation.









Expérimentez le pouvoir de la membrane double fréquence :



PRESSION LÈGÈRE :
Exercez une légère pression sur le pavillon pour entendre les sons de basses fréquences.



PRESSION FERME :
Exercez une pression ferme sur le pavillon pour entendre les sons de hautes fréquences.

Infirmiers		"Classic"				"Cardiology"			Electronique	
6 Idéal pour la mesure de la pression artérielle et les examens cliniques de base. Performance Acoustique		7-8 Fiable, outil d'examen clinique et de surveillance du patient. Performance Acoustique				9-10 Conçus pour répondre aux besoins des professionnels de santé. Garantissent une qualité acoustique exceptionnelle afin de fournir le meilleur diagnostic possible. Performance Acoustique			10+ Auscultation de haute précision. Capacité d'écoute améliorée grâce à l'amplification et la réduction des bruits ambiants. Performance Acoustique	
Stéthoscope Lightweight II S.E. 		Stéthoscope Classic II S.E. 				Stéthoscope Cardiology III™ 			Stéthoscope Electronique Modèle 3100 	
Stéthoscope Select 		Stéthoscope Classic II Pédiatrique et Nouveau-né 				Stéthoscope Cardiology IV™ 			Stéthoscope Master Cardiology™ 	
Double pavillon ovoidal 118 grammes Membrane double fréquence Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 54 mm		Double pavillon 105 grammes Garantie 3 ans Pavillon : Pédiatrique Dia. 25-33 mm Nouveau-né Dia. 19-27 mm				Double pavillon 180 grammes Deux membranes double fréquence Double tubulure Garantie 5 ans Pavillon : Côté adulte Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm			Double pavillon 177 grammes Membrane double fréquence en une seule pièce sur chaque côté du pavillon Double tubulure Garantie 7 ans Pavillon : Côté adulte Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	
Simple pavillon 120 grammes Membrane double fréquence Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 44 mm		Double pavillon 135 grammes Membrane double fréquence Garantie 3 ans Pavillon : Dia. 44 mm				Simple pavillon 160 grammes Membrane double fréquence Garantie 3 ans Pavillon : Dia. 44 mm			Simple pavillon 185 grammes Membrane double fréquence Double tubulure Garantie 7 ans Pavillon : Dia. 51 mm	
		Double pavillon 150 grammes Membrane double fréquence des deux côtés du pavillon Petit pavillon convertible en cloche traditionnelle Garantie 5 ans Pavillon : Côté adulte : Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm							185 grammes Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 51 mm	
									Connexion par technologie Bluetooth® Enregistrement et re-écoute 185 grammes Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 51 mm	

Produits complémentaires à votre stéthoscope:

[Réf. 05068 - Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes pour le nettoyage de votre stéthoscope.](#)

[Réf. 07000 - Kit de nettoyage pour stéthoscope](#)