

Otoscope SMARTLED 5500® F.O à LED

Référence 07328



Prix du produit :

82,69 € taxe inclu

Description brève du produit :

Otoscopes SMARTLED 5500® F.O à LED

[Matériel médical](#) indispensable, cet otoscope SMARTLED 5500® à fibres optiques à LED va vous permettre de réaliser des diagnostics d'exceptions !

Description du produit :

L'otoscope SMARTLED 5500® doté de la technologie fibre optique

Découvrez l'[otoscope](#) SMARTLED 5500® qui grâce à sa technologie fibre optique permet de libérer le champ de vision dans la tête de l'otoscope et diminue les risques d'éblouissement. Sa grande luminance offre une puissance exceptionnelle de 50K lumens.

La lumière du SMARTLED 5500® est dotée d'une colométrie de 4000K qui rend

l'auscultation parfaite. Une restitution parfaite des couleurs grâce à l'indice de rendu de couleur de 95%.

Enfin l'otoscope SMARLETLED 5500® est équipé d'une loupe pivotante avec un grossissement x3.

Caractéristiques :

- Luminance de 50K lumens
- Colométrie de 4000K
- IRC (Indice de Rendu des Couleurs) 95 sur 100
- Fibre optique
- Loupe grossissante x3
- Manche ergonomique
- Tête en ABS et inox
- Clip de fixation avec interrupteur
- Ampoule sertie
- Ampoule LED d'une durée de vie de 55 000h

Livré avec boîtier rigide composé de 2 piles LR 6 AA et 8 spéculums (2,5mm et 4mm).

Garantie 3 ans. CE.

Vidéo de présentation de l'otoscope Smartled 5500 :