

OTOSCOPE MACROVIEW LED AVEC BATTERIE LITHIUM RECHARGEABLE WELCH ALLYN - avec socle

Référence 07329

Prix du produit :

733,38 € taxe inclu



Description brève du produit :

L'otoscope **MacroView LED** avec **batterie lithium rechargeable WELCH ALLYN** associe un éclairage LED à une optique offrant un champ de vision **2 x plus large** et un grossissement **30 % supérieur**. Sa batterie **Lithium-Ion rechargeable** avec socle accompagne les examens ORL répétés.

CE • Batterie Lithium-Ion rechargeable • Champ de vision 2 x plus large • Socle de recharge inclus

Description du produit :

Otoscope MacroView, optique large pour l'examen auriculaire

Cet otoscope **MacroView Welch Allyn** réunit un éclairage LED et une batterie lithium rechargeable pour les examens du conduit auditif et de la membrane tympanique. Son système optique procure un champ de vision **2 x plus large** avec un grossissement **30 % supérieur** à celui d'un otoscope traditionnel.

La mise au point s'ajuste pour s'adapter aux différentes longueurs de conduit auditif, avec un

réglage automatique par défaut et une correction manuelle par molette. L'observation gagne en précision et en confort visuel au quotidien.

Sa batterie **Lithium-Ion rechargeable** assure jusqu'à **2 h** d'autonomie entre deux chargements sur son socle. Idéal pour les médecins généralistes, ORL, pédiatres, services hospitaliers, centres de soins et cabinets médicaux.

Points forts

- **Optique grand champ** : le champ de vision 2 fois plus large facilite la visualisation des structures anatomiques pendant l'examen auriculaire.
- **Grossissement augmenté** : le grossissement 30 % supérieur aide à examiner plus en détail la membrane tympanique et le conduit auditif.
- **Réglage de netteté adaptable** : la mise au point automatique par défaut, complétée par une molette manuelle, s'ajuste selon le patient et la préférence du praticien.
- **Compatible otoscopie pneumatique** : cette fonction étend les possibilités d'examen lors des consultations ORL.
- **Alimentation rechargeable** : la batterie lithium-ion avec recharge par socle limite les remplacements de piles et simplifie l'usage en série.
- **Polyvalence d'utilisation** : le dispositif peut être converti en éclairateur laryngien selon l'organisation du cabinet.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Otoscope

Marque : Welch Allyn

Modèle : MacroView

Alimentation : Batterie Lithium-Ion rechargeable

Autonomie : 2 h entre deux chargements

Type d'éclairage : LED

Recharge : Par socle chargeur avec câble USB

Grossissement : 30 % supérieur à un otoscope traditionnel

Champ de vision : 2 x plus large

Mise au point : Automatique par défaut et manuelle par molette

Fonction : Compatible otoscopie pneumatique

Conversion : Peut être converti en éclairateur laryngien

Utilisation : Avec spéculums à usage unique ou réutilisables

Conditionnement : Livré avec tête d'otoscope MacroView 2, manche rechargeable Lithium Ion, câble USB, socle de recharge, 4 spéculums à usage unique, pochette de rangement rigide

Garantie : 1 an

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le produit est fourni avec une tête d'otoscope MacroView 2, un manche rechargeable Lithium Ion, un câble USB, un socle de recharge, 4 spéculums à usage unique et une pochette de rangement rigide.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les spéculums auriculaires permettent une utilisation adaptée à chaque examen. Les accessoires pour otoscopes facilitent l'entretien et l'usage régulier du matériel. En appoint, les lampes de poche pour examen sont utiles lors des contrôles visuels et des déplacements.

LL/26