

Pince Kocher inox 14 cm

Référence 00360



Prix du produit :

6,11 € taxe inclu

Description brève du produit :

La pince de Kocher est surtout utilisée en traumatologie pour exercer de fortes tractions sur les tissus. Pince chirurgicale en inox disponible avec ou sans griffes.

Description du produit :

Pince Kocher 14 cm avec ou sans griffes.

Inventée par [Emil Théodor Kocher](#), la pince de Kocher est aujourd'hui largement utilisée en chirurgie. Les utilisations sont aujourd'hui variées et elle permet par exemple de clamber les tubulures de perfusions ou de serrer des dispositifs médicaux.

La pince Kocher peut provoquer des dégâts sur les tissus fragile tels que les nerfs, les intestins et le poumons à l'inverse d'autres [pinces chirurgicales](#) qui seront plus adaptées.

Disponible en version avec ou sans griffe.

Matière inoxydable pouvant être stérilisée.