

Anios'Clean Excel D nettoyant et désinfectant

Référence 00028



Prix du produit :

79,19 € taxe inclu

Description brève du produit :

ANIOS'S CLEAN EXCEL D conçu pour le nettoyage et la désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux.

- Une formule brevetée
- Une combinaison innovante de principes actifs en synergie
- Non corrosif et compatible avec une large gamme de matériaux

Bidons de 1 ou 5 Litres.

Description du produit :

Formule brevetée associant deux principes actifs, ANIOS'CLEAN EXCEL D a été conçu pour assurer un nettoyage et une désinfection optimale des dispositifs médicaux dès 15 minutes.

Compatible avec les produits ANIOS de désinfection de haut niveau, ANIOS'CLEAN EXCEL D réponds aux exigences de la N°591 du 17/12/2003 relative au traitement des endoscopes souples.

Indication :

ANIOS'CLEAN EXCEL D a été développé pour nettoyer et désinfecter les dispositifs médicaux, instruments chirurgicaux et médicaux, instrument thermosensibles ainsi que du matériel d'endoscopie avant stérilisation.

Données physico-chimiques :

- Solution limpide bleue
- pH du produit concentré : min 6,5 - max 7,5
- pH après dilution (0,5%) en eau du réseau : 7,4
- pH après dilution (0,5%) en eau adoucie : 7,6
- pH après dilution (0,5%) en eau déminéralisée : 6,6

Mode d'emploi :

Composition :

Chlorure de didécyl diméthylammonium, digluconate de chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, parfum, colorant, excipients.

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage : entre +5°C et +25°C.

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.

USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS

Accessoires complémentaires :

[Réf. 04836 - Pompe 25 ml pour bidons de 5 litres](#)