

Protections pour femmes - SENI LADY SLIM

Référence 07356M



Prix du produit :

1,91 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les protections pour femmes **SENI LADY SLIM** pour les fuites urinaires légères et modérées.

Dispositif médical de classe I.

Description du produit :

Protections pour femmes SENI LADY SLIM

Caractéristiques :

- Produit en forme anatomique avec coussin absorbant en pulpe de cellulose avec bande absorbante SAP.
- Voile de distribution "EDS" et gaufrage facilitant la distribution de l'urine.
- Barrière latérales antifuites couleur violette non-tissé élastique, placées le long du coussin absorbant et orientées vers l'extérieur.
- Couche d'isolation, film laminé perméable à la vapeur sur toute la surface.

Matières premières :

Cellulose, bande absorbante contenant du [SAP], superabsorbant [SAP], film laminé perméable à la vapeur, non-tissé hydrophile, non-tissé hydrophobe, non-tissé de distribution, bande d'élastomère (la taille Slim Extra, Extra Plus, Super et Plus), non-tissé - élastomère, colles thermofusibles, papier siliconé, peinture à l'eau.

A stocker dans leurs emballages d'origine, dans un espace sec et bien aéré avec une température entre 5°C et 35°C et une humidité entre 25% et 75%.

Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film afin d'éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.

Date limite d'utilisation : 60 mois.