

Protections pour hommes - SENI MAN

Référence 07357N



Prix du produit :

3,05 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les protections **SENI MAN** pour les hommes atteints d'une légère ou moyenne incontinence urinaire.

Dispositif médical de classe I.

Description du produit :

Protections pour hommes SENI MAN

Caractéristiques :

- Coussin absorbant anatomique en pulpe de cellulose avec superabsorbant.
- Les protections tailles NORMAL possèdent un voile de distribution "EDS" et des barrières latérales en fils élastique, localisées le long du coussin absorbant.
- Les protections de taille SUPER possèdent des plis latéraux avec fil élastique.
- Couche isolante, stratifié perméable à la vapeur sur toute la surface.

Matières premières :

Cellulose, superabsorbant, stratifié respirant, non-tissé hydrophile externe, non-tissé de distribution (ne concerne pas la protection « Super »), non-tissé hydrophobe (ne concerne pas la protection « Super »), fil d'élastomères, colles thermofusibles, papier siliconé, film pour l'emballage individuel (ne concerne pas la protection « Super »).

A stocker dans leurs emballages d'origine, dans un espace sec et bien aéré avec une température entre 5°C et 35°C et une humidité entre 25% et 75%.

Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film afin d'éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.

Date limite d'utilisation : 60 mois.