

# Protection Anatomique - SAN SENI

Référence 07358N



Prix du produit :

**9,46 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Les protections anatomiques **SAN SENI** pour les personnes souffrant de l'incontinence modérée à forte.

Dispositif médical de classe I.

Description du produit :

## Protections anatomiques SAN SENI

Caractéristiques :

- Deux coussins absorbants anatomiques en pulpe de cellulose avec superabsorbant.
- Voile de distribution "EDS".
- Protections latérales non-tissé élastique placées le long du coussin absorbant et orientées vers l'extérieur pour plus de protection anti-fuites dans la zone inguinale.
- Deux indicateurs d'humidité : Un imprimé noir qui devient flou et deux bandes jaunes qui deviennent vertes lorsque la protection est saturée.
- Couche d'isolation, stratifié perméable à la vapeur sur toute la surface.

Matières premières :

Cellulose, superabsorbant, stratifié perméable à la vapeur blanc avec deux bandes couleurs imprimées, non-tissé externe bifonctionnel: hydrophile et hydrophobe, non-tissé de distribution (EDS), non-tissé enveloppe hydrophobe, non tissé - élastomère, encre indicatrice, colles thermofusibles, extrait naturel de thé vert.

*A stocker dans leurs emballages d'origine, dans un espace sec et bien aéré avec une température entre 5°C et 35°C et une humidité inférieure ou égale à 70%.*

*Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film afin d'éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.*

*Date limite d'utilisation : 60 mois.*