

Slip de fixation - SENI FIX COMFORT

Référence 07359-S



Prix du produit :

4,16 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les slips de fixations **SENI FIX COMFORT** conçu pour le maintien des [protections anatomiques](#) chez les personnes souffrant d'incontinence urinaire et/ou fécale.

Vendu par paquet de 5.

Dispositif médical de classe I.

Description du produit :

Slip de fixation SENI FIX COMFORT

Caractéristiques :

- Maille homogène, dense, sans couture.
- Résistance : 100 lavages (+/- 20) à la température de 60°C.
- Désignation des tailles par l'utilisation de fils/rayures de couleur dans la ceinture : Small - jaune, Medium - bleu, Large - brun, X-Large - vert, 2X-Large - orange.

Matières premières :

- Polyester 97%
- Elasthanne 3%

A stocker dans leurs emballages d'origine, dans un espace sec et bien aéré avec une température entre 5°C et 35°C et une humidité inférieure ou égale à 70%.

Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film afin d'éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.

Date limite d'utilisation : 60 mois.