

Slip absorbant - SENI ACTIVE SUPER

Référence 07353-S



Prix du produit :

8,66 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les [slips absorbants](#) SENI ACTIVE SUPER destinés aux personnes atteintes de l'incontinence modérée ou forte.

Vendu par paquet de 10.

Dispositif médical de classe I.

Description du produit :

Slip absorbant SENI ACTIVE SUPER

Caractéristiques :

- Coussin absorbant en pulpe de cellulose avec superabsorbant.
- Couche de distribution "EDS".
- Barrières latérales le long du coussin absorbant non-tissé élastique.
- Protection supplémentaire antifuites dans la zone inguinale.
- Indicateur d'humidité : imprimé à l'encre qui devient flou lorsque la protection est saturée.
- Couche externe, stratifié perméable à la vapeur sur toute la surface.
- Languette de fermeture placée à l'arrière du produit.

Matières premières :

Cellulose, non-tissé hydrophile, non-tissé hydrophobe, non-tissé de distribution (EDS), film perméable à la vapeur, non-tissé en élastomère, colles hot-melt, superabsorbant, adhésif type Z.

A stocker dans leurs emballages d'origine, dans un espace sec et bien aéré avec une température entre 5°C et 35°C et une humidité inférieure ou égale à 70%.

Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film afin d'éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.

Date limite d'utilisation : 60 mois.