

# Slip absorbant - SENI ACTIVE PLUS

Référence 07354-S



Prix du produit :

**11,73 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Les slips absorbants **SENI ACTIVE PLUS** destinés aux personnes atteintes de l'incontinence forte.

**Vendu par paquet de 10.**

Dispositif médical de classe I.

Description du produit :

## Slip absorbant SENI ACTIVE PLUS

Caractéristiques :

- Coussin absorbant en pulpe de cellulose avec superabsorbant.
- Voile de distribution "EDS".
- Barrières latérales le long du coussin absorbant non-tissé élastique.
- Protection supplémentaire antifuites dans la zone inguinale.
- Indicateur d'humidité : imprimé à l'encre qui devient flou lorsque la protection est saturée.
- Couche extérieur, stratifié perméable à la vapeur sur toute la surface.
- Languette de fermeture placée à l'arrière du produit.

Matières premières :

Cellulose, non-tissé hydrophile, non-tissé hydrophobe, non-tissé de distribution (EDS), film perméable à la vapeur, fils en élastomère, colles hot-melt, superabsorbant, adhésif type Z.

*A stocker dans leurs emballages d'origine, dans un espace sec et bien aéré avec une température entre 5°C et 35°C et une humidité inférieure ou égale à 70%.*

*Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film afin d'éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.*

*Date limite d'utilisation : 60 mois.*