

Change complet avec ceinture de fixation - SENI OPTIMA TRIO

Référence 07355-M



Prix du produit :

10,19 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les [changes complets](#) avec ceinture de fixation **SENI OPTIMA TRIO** pour les personnes souffrant de l'incontinence urinaire et fécale forte et très forte.

Vendu par paquet de 10.

Dispositif médical de classe I.

Description du produit :

Change complet avec ceinture de fixation SENI OPTIMA TRIO

Caractéristiques :

- Deux coussins absorbants anatomiques en pulpe de cellulose avec superabsorbant.
- Couche de distribution "EDS".
- Doubles barrières latérales antifuites : non-tissé le long du coussin absorbant orientées vers l'extérieur et avec le fil élastomère contre les fuites dans la partie inguinale.
- Taille élastique localisée à l'avant et à l'arrière du produit.
- Deux bandes (ceinture) non-tissé avec un scratch sur l'une d'elles.
- Deux attaches de fixation multi repositionnables.
- Indicateur d'humidité : deux bandes jaunes qui changent en vert lorsque la protection est saturée.
- Couche d'isolation, film perméable à la vapeur sur toute la surface.

Matières premières :

Cellulose, superabsorbant, stratifié perméable à la vapeur blanc avec l'impression, non-tissé externe bifonctionnel : hydrophile et hydrophobe, non-tissé enveloppe hydrophobe, voile de distribution blanche (EDS), buvard hygiénique, non tissé - élastomère placé au niveau du périnée et dans les barrières latérales, scratchs, velcro-adhésives, bandes en non-tissé, ceinture côtelée, encre indicative, colle indicative, colles, extrait naturel de thé vert.

A stocker dans leurs emballages d'origine, dans un espace sec et bien aéré avec une température entre 5°C et 35°C et une humidité inférieure ou égale à 70%.

Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film afin d'éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.

Date limite d'utilisation : 60 mois.