

Alèses hygiéniques - SENI SOFT SUPER

Référence 07362-60x60



Prix du produit :

8,46 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les alèses hygiéniques **SENI SOFT SUPER** servent d'une protection supplémentaire pour les personnes souffrant de l'incontinence et pendant les procédures de soins.

Vendu par paquet de 30.

Dispositif médical de classe I.

Description du produit :

Alèses hygiéniques SENI SOFT SUPER

Caractéristiques SENI SOFT SUPER 60x60 & 90x60 :

- Permettent d'assurer la propreté des draps, du lit, du fauteuil roulant, du siège etc.
- Couche inférieure en film isolant et antidérapant (blanc avec imprimé).
- Coussin absorbant contient la pulpe de cellulose broyée recouverte du papier buvard.
- Couche supérieur est en non-tissé.

Matières premières SENI SOFT SUPER 60x60 & 90x60 :

Cellulose, non-tissé hydrophile, film isolant, papier buvard, colles thermofusibles.

Caractéristiques SENI SOFT SUPER 90x170 :

- Permettent d'assurer la propreté des draps, du lit, du fauteuil roulant, du siège etc.
- Couche inférieure en film isolant et antidérapant (blanc avec imprimé).
- Coussin absorbant contient la pulpe de cellulose déchiquetée recouverte du papier buvard.
- Couche supérieur est en non-tissé.

- Les alèses sont dotées des rabats en non-tissé rétractable sous le matelas pour plus de stabilité.

Matières premières SENI SOFT SUPER 90x170 :

Cellulose, non-tissé hydrophile, non-tissé hydrophobe, film isolant, papier buvard, colles thermorétractables.

A stocker dans leurs emballages d'origine, dans un espace sec et bien aéré avec une température entre 5°C et 35°C et une humidité inférieure ou égale à 70%.

Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film afin d'éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.

Date limite d'utilisation : 60 mois.