

Alèses hygiéniques - SENI SOFT BASIC

Référence 07365



Prix du produit :

5,83 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les alèses hygiéniques **SENI SOFT BASIC** servent d'une protection supplémentaire pour les personnes souffrant de l'incontinence et pendant les procédures de soins.

Vendu par paquet de 30.

Dimension : 90x60cm.

Dispositif médical de classe I.

Description du produit :

Alèses hygiéniques SENI SOFT BASIC

Caractéristiques SENI SOFT BASIC :

- Permettent d'assurer la propreté des draps, du lit, du fauteuil roulant, du siège etc.
- Couche inférieure est composée d'un film blanc antidérapant, d'un coussin absorbant - pulpe déchiquetée de cellulose.
- Couche supérieure est en non-tissé.

Matières premières SENI SOFT BASIC :

Cellulose, non-tissé hydrophile, film isolant, colles thermofusibles.

A stocker dans leurs emballages d'origine, dans un espace sec et bien aéré avec une température entre 5°C et 35°C et une humidité inférieure ou égale à 70%.

Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film afin d'éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.

Date limite d'utilisation : 60 mois.