


Réglette ECG

Référence 07375



Prix du produit :

0,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Cette **réglette ECG** vous permet de mesurer les intervalles et les amplitudes des différentes ondes présentes sur un électrocardiogramme.

Description du produit :

Petite et pratique, elle vous permet d'évaluer avec précision les **intervalles PR, QRS, QT**, les **déviations ST** et les **hauteurs des ondes P, Q, R, S et T** facilitant ainsi le diagnostic des anomalies cardiaques.

- Réglette en papier cartonné
- Représentation claire
- Longueur 165 mm
- Largeur 60 mm