

Stéthoscope 3M™ Littmann® Lightweight II™ S.E.

Référence 07450



Prix du produit :

57,63 € taxe inclu

Description brève du produit :

Découvrez le stéthoscope 3M™ Littmann® Lightweight II S.E. idéal pour le personnel infirmier.

L'option gravure n'est pas disponible pour ce modèle de stéthoscope.

Description du produit :



Offert !



Achetez un stéthoscope 3M Littmann et accédez gratuitement à notre application d'apprentissage interactif !






Entendez mieux. Apprenez mieux.

L'application vous permet de :

- développer vos compétences diagnostiques à l'aide de scénarios d'auscultation
- écouter des sons cardiaques et pulmonaires réels pour identifier différentes pathologies
- suivre vos progrès et tester vos connaissances.

BONUS : Contenu PREMIUM accessible avec le numéro gravé sur le pavillon de votre stéthoscope.

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Lightweight II S.E. à été spécialement conçu pour les examens de patients adultes classique ainsi que pour la prise de tension artérielle. Ces performances acoustiques sont très fiable.

C'est un stéthoscope très confortable à porter au quotidien grâce à sa légèreté. C'est le stéthoscope le plus léger des stéthoscopes Littmann avec un poids de seulement 118 grammes.

Le stéthoscope Lightweight II S.E. est composé d'une membrane double fréquence qui permet l'écoute des sons de hautes et basses fréquences. Il est doté d'une tubulure nouvelle génération très résistante qui permet de conserver sa forme et sa souplesse. La forme ovoïdale du pavillon permet une plus grande facilité de positionnement sous les brassards ainsi qu'autour des pansements.

Tableau comparatif des stéthoscopes 3M Littmann



Choisissez le stéthoscope Littmann® qui vous correspond le mieux !

Les stéthoscopes 3M™ Littmann® vous offrent de très bonnes performances acoustiques, de qualité élevée et constante ainsi qu'une valeur ajoutée exceptionnelle. Presque tous les stéthoscopes Littmann® utilisent la technologie de la membrane double fréquence, une invention 3M qui vous donne la capacité d'entendre différents sons de hautes et basses fréquences sans tourner le pavillon ni changer de foyer d'auscultation.

Expérimentez le pouvoir de la membrane double fréquence :



PRESSION LEGÈRE :
Exercez une légère pression sur le pavillon pour entendre les sons de basses fréquences.



PRESSION FERME :
Exercez une pression ferme sur le pavillon pour entendre les sons de hautes fréquences.

Infirmiers		"Classic"				"Cardiology"			Electronique			
6 Performance Acoustique	Idéal pour la mesure de la pression artérielle et les examens cliniques de base.	7-8 Performance Acoustique	Fiable, outil d'examen clinique et de surveillance du patient.				9-10 Performance Acoustique	Conçus pour répondre aux besoins des professionnels de santé. Garantissent une qualité acoustique exceptionnelle afin de fournir le meilleur diagnostic possible.			10+ Performance Acoustique	Auscultation de haute précision. Capacité d'écoute améliorée grâce à l'amplification et la réduction des bruits ambiants.
Stéthoscope Lightweight II S.E.	Stéthoscope Select	Stéthoscope Classic II Pédiatrique et Nouveau-né	Stéthoscope Classic II S.E.	Stéthoscope Classic III™	Stéthoscope Master Classic II™	Stéthoscope Cardiology III™	Stéthoscope Cardiology IV™	Stéthoscope Master Cardiology™	Stéthoscope Electronique Modèle 3100	Stéthoscope Electronique Modèle 3200		
Double pavillon ovoïdal 118 grammes Membrane double fréquence Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 54 mm	Simple pavillon 120 grammes Membrane double fréquence Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 44 mm	Double pavillon 105 grammes Garantie 3 ans Pavillon : Pédiatrique Dia. 25-33 mm Nouveau-né Dia. 19-27 mm	Double pavillon 135 grammes Membrane double fréquence Garantie 3 ans Pavillon : Dia. 44 mm	Double pavillon 150 grammes Membrane double fréquence des deux côtés du pavillon Petit pavillon convertible en cloche traditionnelle Garantie 5 ans Pavillon : Côté adulte : Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Simple pavillon 160 grammes Membrane double fréquence Garantie 3 ans Pavillon : Dia. 44 mm	Double pavillon 180 grammes Deux membranes double fréquence Double tubulure Garantie 5 ans Pavillon : Côté adulte Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Double pavillon 177 grammes Membrane double fréquence en une seule pièce sur chaque côté du pavillon Double tubulure Garantie 7 ans Pavillon : Côté adulte Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Simple pavillon 185 grammes Membrane double fréquence Double tubulure Garantie 7 ans Pavillon : Dia. 51 mm	185 grammes Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 51 mm	Connexion par technologie Bluetooth® Enregistrement et re-écoute 185 grammes Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 51 mm		

Garantie 5 ans. CE.

Spécial étudiants !

[Consultez notre brochure en ligne : pourquoi acheter un stéthoscope Litmann quand on est étudiant ?](#)

Vous êtes étudiants, vous souhaitez devenir médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes, sage-femmes... Le stéthoscope fait partie de votre listes de fournitures... Cette brochure vous détaille pourquoi il est important de vous équiper avec un stéthoscope de qualité, solide, qui pourra traverser les années.

Produits complémentaires à votre stéthoscope:

[Réf. 05068 - Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes pour le nettoyage de votre stéthoscope.](#)

[Accessoires et pièces détachées pour stéthoscopes Littmann](#)