

Boitier de désinfection ultra-violet C

Référence 07455



Prix du produit :

69,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Boitier de désinfection ultra-violet C

Le boitier e-Box® de?sinfecte efficacement tous types d'objets en 10 minutes sans utiliser de produit chimique et sans ge?ne?rer de de?chet. Produit teste? et valide? par des laboratoires inde?pendants et fabrique? en France.

Garantie 3 ans

Description du produit :

Boitier de de?sinfection ultra-violet C

L'e-Box® élimine les virus et bactéries avec un taux de désinfection >99,99%*. Seul produit du marché à garantir une désinfection intégrale brevetée.

Elle permet de désinfecter tous les objets, qu'ils soient électroniques ou non : pinces, thermomètre, terminal de carte vitale, ciseaux, glucomètre, téléphone portable,...

Conçu pour durer, e-Box® permet d'éviter l'achat récurrent des consommables de désinfection tels que les lingettes ou les produits chimiques.

Gain de temps et économique.

Conçu et fabriqué par une jeune société toulousaine.

**Testée et validée par des laboratoires indépendants de renommée internationale.*

Caractéristiques de l'e-Box®

- Cycle rapide 10 minutes
- Simple d'utilisation et autonome
- Léger et transportable
- Modèle ergonomique en plastique recyclé
- Durable et reparable
- Livré avec son câble d'alimentation de 2m
- Alimentation 5 Volts / 1 Ampère non fournie
- Garantie 3 ans
- 5 coloris au choix

Dimensions : Ext. (250 x 130 x 80 mm) Int. (226 x 106/84 x 47 mm)

Comment utiliser l'e-Box® par CLINIT

