

TENSIOMETRE ELECTRONIQUE BOSO MEDICUS EXCLUSIVE FONCTION VOCALE - brassard 22 à 42 cm

Référence 07461



Prix du produit :

100,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **tensiomètre électronique bras BOSO Medicus Exclusive** associe lecture vocale, affichage simultané de **3 valeurs** et mémoire de **90 mesures** pour une autosurveillance plus lisible. Son brassard universel de **22 à 42 cm** convient à l'adulte et l'appareil signale les irrégularités du rythme cardiaque.

3 Ans • ESH • Mémoire 90 mesures • Fonction vocale 5 langues

Description du produit :

Boso Medicus Exclusive, autotensiomètre vocal pour adultes

Ce tensiomètre électronique de bras a été conçu pour rendre l'automesure plus simple au quotidien. Le **BOSO Medicus Exclusive** combine une annonce vocale des résultats, un large écran LCD et une capacité de **90 mesures**.

Son brassard universel s'adapte aux tours de bras de **22 à 42 cm**. La lecture simultanée de la systole, de la diastole et du pouls sur **3 valeurs** aide à consulter les données d'un seul regard.

Avec la fonction Tri-Check, l'appareil effectue trois mesures successives avant de calculer une moyenne. Idéal pour les infirmiers libéraux, cabinets médicaux, pharmacies, EHPAD et patients adultes en autosurveillance à domicile.

Points forts

- **Annonce vocale** : les résultats sont énoncés en **5 langues** avec volume réglable, ce qui facilite l'utilisation par les personnes âgées ou malvoyantes.
- **Enregistrement des mesures** : la mémoire conserve **90 mesures** pour suivre les relevés dans le temps et comparer les valeurs enregistrées.
- **Brassard universel** : compatible avec les circonférences de bras de **22 à 42 cm**, il couvre une large plage d'utilisation chez l'adulte.
- **Repérage des irrégularités du rythme cardiaque** : l'appareil signale la présence de battements irréguliers observés pendant la prise de mesure.
- **Fonction Tri-Check** : trois mesures sont réalisées en série, puis une moyenne est calculée pour limiter l'impact de variations ponctuelles.
- **Confort d'usage** : pompe intelligente, grand écran contrasté, mode invité, étui et piles inclus permettent une prise en main rapide.

Caractéristiques techniques

Garantie : 3 ans

Marque : BOSO

Type de produit : Tensiomètre électronique bras avec fonction vocale

Utilisation : Réutilisable

Principe de mesure : Oscillométrie

Mesure : Pression artérielle systolique et diastolique, fréquence du pouls

Public : Adultes

Brassard : Universel 22 à 42 cm

Mémoire : 90 mesures

Affichage : Écran LCD, affichage simultané de 3 valeurs

Fonctions : Fonction vocale, calcul de moyenne, Tri-Check, mode invité, détection d'irrégularités du rythme cardiaque, capteur de mouvement

Plage de mesure systolique : 60 à 279 mmHg

Plage de mesure diastolique : 40 à 200 mmHg

Plage de mesure du pouls : 40 à 180 par minute

Pression du brassard : 0 à 299 mmHg

Alimentation : DC 6 V, 4 piles 1,5 V Mignon IEC LR6 alcalines manganèse

Fonctionnement : Automatique

Normes & sécurité

Norme : ESH

Fabricant : BOSO

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le coffret comprend 1 tensiomètre boso medicus exclusive, 1 brassard universel, 1 étui de transport, 1 carnet de tension artérielle et des piles alcalines.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les accessoires pour tensiomètres permettent d'adapter l'appareil à l'usage courant. En consultation, les stéthoscopes restent utiles lors de l'examen clinique, tandis qu'un oxymètre de pouls apporte un suivi supplémentaire des constantes.

JJ/26