



Tensiomètre bras connecté - TensioSmart

Référence 07462



Prix du produit :

91,07 € taxe inclu

Description brève du produit :


Tensiomètre bras connecté - TensioSmart

Le [tensiomètre](#) TensioSmart vous permet de surveillez votre tension artérielle au quotidien en toute simplicité.

Tout votre historique est sauvegardé sur l'application "Wellness Coach" afin d'obtenir un suivi long terme de vos indicateurs.

Partagez vos données avec votre médecin.

Description du produit :



Tensiomètre bras connecté - TensioSmart

TensioSmart est un **tensiomètre connecté** qui vous aide à suivre facilement votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque au niveau du bras. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour

lancer l'analyse et voir les résultats de votre pression artérielle sur le grand écran LCD rétroéclairé. Pratique si vous n'avez pas votre smartphone avec vous.

Analysez votre tension et rythme cardiaque à domicile comme chez votre professionnel de santé. A l'aide d'un simple pression, lancer l'analyse et découvrez vos résultats de votre prise de tension sur le grand écran LCD du tensiomètre.

Le TensioSmart est doté de 60 mémoire intégrées, parfait si vous n'avez pas votre smartphone avec vous ou si vous souhaitez faire récupérer les données par une tierce personne.

Grâce au code couleur indiqué à côté de l'écran et dans l'application "Wellness Coach" vous pouvez interpréter vos résultats en toutes simplicité.

Emportez votre TensioSmart partout avec vous de par sa faible épaisseur, seulement 26 mm.

Caractéristiques

- Mesure de la systole et la diastole lors du gonflage du brassard : prise de tension rapide, confortable et précise.
- Tensiomètre connecté à votre smartphone par Bluetooth Smart.
- Mesure de la tension artérielle et du rythme cardiaque transmis automatiquement sur l'application Wellness Coach.
- Grand écran LCD pour une lecture immédiate des résultats.
- Suivi long terme des indicateurs clés.

Caractéristiques techniques du tensiomètre connecté :

- **Type de mesure** : Bras / Oscillométrique
- **Plage de mesure** : Pression (mmHg : 0-300) / Pouls (b/min : 40-199).
- **Précision** : + ou - 5%.
- **Mémoires** : 60
- **Dimension brassard** : 22-32 cm.
- **Gonflage automatique**
- **Dégonflage contrôlé**
- **Bluetooth** : Bluetooth Smart
- **Application Smartphone** : Wellness Coach (disponible sur iOS et Android).
- **Compatibilité** : iPhone 4S et plus / iPad 3 et plus / iPad Mini et iPod 5 / Android 4.3 & Bluetooth Smart.
- **Affichage digital** : LCD
- **Dimension écran** : 86 x 24 mm.
- **Batterie** : Lithium-ion
- **Autonomie** : 15 jours
- **Rechargement** : Secteur

Connectivité :

- Bluetooth Smart
- iPhone® 4S et plus
- iPad® Mini, 3 et plus
- iPod® Touch 5
- A partir d'Android 4.3
- Bluetooth Smart

Garantie 2 ans. CE.

Vidéo de présentation du tensiomètre Tensiomart Terrillon :