

# TENSIOMÈTRE BRAS CONNECTÉ TENSIOSMART BLUETOOTH TERRAILLON

Référence 07462



Prix du produit :

**92,89 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **tensiomètre bras connecté TensioSmart TERRAILLON** permet une mesure oscillométrique avec synchronisation Bluetooth Smart et **détection des arythmies**. Il intègre un brassard **22 à 32 cm**, une mémoire de **2 x 60 mesures** et un écran LCD rétroéclairé pour un contrôle lisible au quotidien.

Validation clinique • Validé ANSM • Détection des arythmies • 2 x 60 mesures

Description du produit :

TensioSmart Terraillon, tensiomètre connecté pour un suivi régulier

Ce tensiomètre de bras connecté est conçu pour contrôler la pression artérielle et le pouls avec une utilisation simple au quotidien. Le **TensioSmart Terraillon** associe transmission Bluetooth, lecture rapide et **détection des arythmies** dans un appareil peu encombrant.

Son brassard **22 à 32 cm** s'adapte à de nombreux utilisateurs, tandis que l'écran LCD rétroéclairé **86 x 24 mm** facilite la lecture des données. Le système Intelli Sense contribue à une prise de mesure confortable et pratique, au cabinet comme à la maison.

La mémoire intégrée conserve **60 mesures par utilisateur pour 2 utilisateurs**, avec synchronisation vers l'application compatible. Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, pharmacies, services de prévention et suivi à domicile.

## Points forts

- **Bluetooth Smart** : transfère les relevés vers l'application compatible pour retrouver l'historique et suivre les mesures dans le temps.
- **Détection des arythmies** : signale une irrégularité du rythme cardiaque pendant la prise de tension, utile dans le cadre d'une autosurveillance régulière.
- **Mémoire pour 2 utilisateurs** : enregistre **60 mesures par utilisateur**, pratique pour partager l'appareil sans mélanger les historiques.
- **Contrôle du bon positionnement** : aide à réaliser la mesure dans de bonnes conditions pour comparer plus facilement les relevés successifs.
- **Détection des mouvements** : repère les mouvements susceptibles d'influencer la mesure et limite les lectures perturbées.
- **Format compact** : ses dimensions réduites facilitent le rangement sur un bureau, dans un tiroir ou dans une mallette de déplacement.

## Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Tensiomètre bras connecté

**Marque** : Terraillon

**Modèle** : TensioSmart

**Type de mesure** : Bras, oscillométrique

**Connectivité** : Bluetooth Smart

**Écran** : LCD rétroéclairé 86 x 24 mm

**Dimensions** : 14,6 x 12 x 4,4 cm

**Épaisseur** : 26 mm

**Brassard** : 22 à 32 cm

**Plage de mesure pression** : 0 à 300 mmHg

**Plage de mesure pouls** : 40 à 199 bpm

**Précision** :  $\pm 5 \%$

**Mémoire** : 2 utilisateurs, 60 mesures par utilisateur

**Détection des mouvements** : Oui

**Validation du positionnement correct** : Oui

**Détection des arythmies** : Oui

**Système Intelli Sense** : Oui

**Autonomie** : 15 jours

**Alimentation** : Batterie lithium-ion rechargeable sur secteur

**Application compatible** : MyHealth, iOS et Android

**Poids Net** : 300 g

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

**Validation** : Validation clinique

**Validation** : Validé par l'ANSM

Lire attentivement la notice avant utilisation

### Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre équipement, les accessoires pour tensiomètres permettent d'adapter ou d'entretenir le matériel. En consultation, les stéthoscopes restent utiles pour l'examen clinique. Les oxymètres de pouls ajoutent une donnée de surveillance complémentaire des constantes.