

Thermomètres Infrarouges - VISIOFOCUS

Référence 07467



Prix du produit :

64,25 € taxe inclu

Description brève du produit :

Thermomètres Infrarouges - VISIOFOCUS

Découvrez notre gamme de [thermomètre VISIOFOCUS](#) garantie par deux technologies brevetées par Tecnimed : le contrôle de la distance par pointage optique ainsi que le calibrage en fonction de l'environnement.

Description du produit :

Thermomètres Infrarouges - VISIOFOCUS

Mesurer la température instantanément et sans contact grâce à notre gamme de [thermomètres Infrarouges VISIOFOCUS](#) avec la projection de la température sur le front.

Ce thermomètre peut faire l'objet d'une utilisation professionnelle (permet de ne pas réveiller les patients pendant la prise de température) mais peut aussi être utilisé à la maison.

Sans contact, la mesure se fait de façon hygiénique.

Les thermomètres infrarouge VISIOFOCUS :

- Le seul thermomètre qui projette la température sur le front.
- Totalement hygiénique, sans aucun contact avec le sujet, permet une mesure instantanée, extrêmement précise et réduit le risque de contamination.
- Thermomètre 6 en 1 avec la prise de température corporelle ou de tout objet ou liquide compris entre 1 et 55°C.
- Scanne la température sur la peau (inflammation, problème de circulation sanguine...).

- Système AQCS et MQCS exclusifs et brevetés, pour maintenir une température de référence constante du thermomètre.
- Fonction mémoire, touche "Mem" permettant de rappeler les dernières 9 mesures effectuées.
- Distance correcte de prise de T°C indiquée par un système d'arc ou de points.
- Rétro-illumination de l'écran en 5 couleurs pour le VISIOFOCUS et VISIOFOCUS PRO selon le mode d'utilisation.

Caractéristiques techniques

- Paramétrages disponibles (en accord avec la température de référence) : orale – rectale – axillaire
- Poids : 49 grammes (sans piles)
- Mesure au front : 34 / 42.5°C
- Mesure d'objets/liquides : 1 / 55°C
- Mesure de la température ambiante
- Température ambiante de fonctionnement (précision maximum) : 16/40°C
- Température ambiante durant la mesure : environ 6cm, calculés grâce au système optique de positionnement.

Garantie 2 ans. CE.

Fabriqué en Italie par Technimed.

Différence entre le VISIOFOCUS 06400 et VISIOFOCUS PRO 06480

Vidéo de présentation du thermomètre sans contact Visofocus

Autres gammes :

[Thermomètres auriculaires](#)

[Protège thermomètres](#)

Comment bien prendre la température ?

<https://www.ameli.fr/ardecche/assure/sante/bons-gestes/soins/prendre-temperature>