

# Dermatoscope LUXASCOPE LED USB - 3,7V

Référence 07496-N

Prix du produit :

**392,99 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Découvrez le nouveau dermatoscope LUXASCOPE LED 3,7V USB équipé d'un éclairage homogène 6 LED concentriques breveté pour une image détaillée et de haute qualité. Son format poche rend cet appareil pratique et maniable.

## Description du produit :

### Dermatoscope - LUXASCOPE LED 3,7V USB

#### Caractéristiques techniques

- Éclairage 6 LEDs concentriques brevete?
- Champ de vision non limite?
- Durée de vie des LEDs : environ 100 000 heures en utilisation intensive
- Intensité d'éclairage : env. 10 000 Lux
- Température de couleur : env. 4 200 K
- Arrêt automatique après 3 minutes de non activité?
- Taille au design optimise?
- Poignée aluminium et fibre de verre, combinable avec une tête d'otoscope Luxascope Auris et d'ophtalmoscope Luxascope Oculus
- Bouton poussoir on/off électronique
- Alimentation : batterie rechargeable par USB
- Technologie CCT (Correlated Color Temperature)
- Visualisation de plus d'éléments avec un éclairage innovant par 2 x 5 LED concentriques brevete?

#### Livré avec :

- 1 batterie au lithium-ion 3,7V rechargeable
- 1 chargeur avec prise USB et adaptateurs EU/UK/US

*Fabriqué en Allemagne par Luxamed.*

**Garantie 2 ans. CE.**