

# Ceinture chauffante et vibrante

Référence 07504



**Prix du produit :**

**32,99 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

**Ceinture chauffante et vibrante - Douleurs du ventre, dos et cervicales**

La ceinture chauffante et vibrante conçu spécialement pour les douleurs menstruelles ainsi que le soulagement des cervicales.

Séance de 30 minutes, arrêt automatique à la fin de la séance.

Circonférence max. : 120cm.

Garantie 1 an.

**Description du produit :**

**Ceinture chauffante et vibrante - Douleurs du ventre, dos et cervicales**

La ceinture chauffante Hi5 chauffe avec des fibres de charbon infrarouge. La ceinture est réglable pour un plus grand confort, boucle de réglage et ceinture entourée de flanelle.

Choisissez parmi 3 niveau de chauffage (bas, moyen, haut) ainsi que le mode de vibration grâce à un simple bouton. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des vibrations sous 3 formes différentes.

L'affichage LED indique l'état de l'appareil (allumé, éteint), son niveau de charge et le mode choisi.

Il est recommandé de charger l'appareil complètement avant de l'utiliser. Rechargeable avec un port USB, fourni avec son câble.

### **Caractéristiques techniques**

- Puissance : 5W.
- Capacité batterie : 1200mAh.
- Tension : 3,7V.
- Port : USB.
- 3 niveau de chauffage : bas, moyen et haut.
- 3 modes de vibration
- Garantie 1 an.
- Origine : Chine
- Poids net : 0,160kg.
- Stockage : -20°C / +50°C.