

# Appareil de massage vibrant 5 vitesses - CLINTON

Référence 07506



**Prix du produit :**

**29,07 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

- Appareil de massage vibrant 5 vitesses - CLINTON

L'appareil de massage vibrant CLINTON vous permet de réaliser des massages de 2h. Il est doté de 5 niveaux de vibrations pour répondre au mieux à vos besoins ainsi qu'un plus grand confort.

Permet de soulager les cervicales, lombaires, des mollets, pieds, bras, poitrine, abdominaux et des muscles de la cuisse.

Autonomie de 8 heures.

Couleur : Bleu

Garantie 1 an

**Description du produit :**

## **Appareil de massage vibrant 5 vitesses - HI5 CLINTON**

L'[appareil de massage](#) CLINTON comprend 5 vitesses de vibrations afin de vous offrir des massages précis :

- Niveau 1 : 2000 vibrations/minute pour un massage doux.
- Niveau 2 : 2500 vibrations/minute pour masser les muscles fascias.
- Niveau 3 : 2000 et 3000 vibrations/minute (alterne toutes les 2 secondes) afin de traiter la douleur.
- Niveau 4 : 2000 et 3000 vibrations /minute (alterne toutes les 1 secondes) pour se détendre.
- Niveau 5 : 3000 vibrations/minute pour un massage profond.

Cet appareil de massage en forme de cacahuète a une fonction de vibration à plusieurs vitesses pour masser votre corps : masser le cou et les épaules, masser le dos, masser la taille et masser les jambes. Sa batterie intégrée sans fil et de grande capacité rend le massage plus pratique et la durée de fonctionnement beaucoup plus longue.

Il convient à divers exercices en raison de sa conception portable et mini. Il vous aide pleinement à soulager la fatigue et les douleurs musculaires.

Convient à différentes morphologies.

En raison de sa conception portable, il peut être utilisé à tout moment et n'importe où :

- Après un entraînement ou une activité sportive sollicitant certaines parties du corps
- Pour les personnes qui passent beaucoup de temps à travailler ou à étudier et qui se sentent tendues
- Pour améliorer sa condition physique
- Pour les personnes qui veulent simplement se détendre.
- Pour celles et ceux qui effectuent généralement un travail laborieux, répétitif et ressentent des douleurs musculaires

Utilisation très simple, un bouton pour allumer, éteindre, changer le niveau de vibrations et mettre en veille.

Il est recommandé de charger l'appareil complètement pendant 6h avant utilisation. Les voyants lumineux indiquent le niveau de charge ainsi que son état (allumé ou éteint).

Rechargeable avec une entrée USB-C, autonomie de 8 heures en fonction de la fréquence d'utilisation et du niveau de vibrations.

### **Caractéristiques techniques**

- Capacité de batterie : 1500mAh; batterie au lithium 18650.
- Entrée de charge : 5V, USB-C, 2A.
- Sortie tension batterie : 7,4V.
- Garantie 1 an
- Couleur : Bleu
- Origine : Chine

- Poids net : 0,850kg.
- Stockage : 0°C / +35°C.