

Pince Leriche inox 15 cm

Référence 00363



Prix du produit :

6,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pince type Leriche avec extrémités fines, anneaux et système de blocage pour une meilleure préhension des dispositifs médicaux. Instrument médicale en acier inoxydable. Autoclavable. Disponible avec ou sans griffes.

Description du produit :

Pince Leriche avec ou sans griffe.

Pince utilisée en chirurgie pour la préhension des dispositifs médicaux. Cette instrument peut également être utilisé pour des soins courants.

Taille : 15 cm.