

# FILTRE ANTIBACTÉRIEN ASKIR 30 HYDROPHOBE CA-MI - unité

Référence 05503-filtres



Prix du produit :

**7,04 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **filtre antibactérien Askir 30 CA-MI** s'intègre au circuit d'un aspirateur de mucosité pour former une protection hydrophobe fiable. Sa conception en **64 mm** avec **connecteur 8 mm** permet un changement rapide sur les appareils compatibles.

Non stérile • Hydrophobe • Compatible Askir 20, 30 et Emivac • Connecteur 8 mm

Description du produit :

Filtre antibactérien Askir 30, barrière hydrophobe

Ce filtre antibactérien pour aspirateur de mucosité est conçu pour préserver le circuit d'aspiration des remontées de sécrétions et des contaminations bactériennes. Le **filtre antibactérien Askir 30 CA-MI** est **non stérile**, hydrophobe, avec un **diamètre de 64 mm** et un **connecteur de 8 mm**.

Il se met en place facilement sur les dispositifs compatibles Askir 20, Askir 30 et Emivac. Cette solution de remplacement pratique contribue à conserver un système d'aspiration prêt à l'emploi au quotidien.

Lors des soins d'aspiration, il aide à limiter l'exposition interne de l'appareil aux projections. Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, EHPAD, ambulanciers et infirmiers libéraux.

## Points forts

- **Action antibactérienne** : participe à la rétention des bactéries dans le circuit d'aspiration et soutient une meilleure maîtrise de la contamination du matériel.
- **Effet hydrophobe** : limite le passage des liquides et apporte une protection supplémentaire de l'aspirateur face aux sécrétions.
- **Compatibilité ciblée** : convient aux modèles Askir 20, Askir 30 et Emivac pour simplifier le remplacement sur les appareils concernés.
- **Mise en place rapide** : le **connecteur 8 mm** facilite l'installation, notamment lorsque le changement doit être effectué sans délai.
- **Dimensions adaptées** : son **diamètre 64 mm** correspond aux équipements compatibles pour un montage direct, sans adaptation complexe.

## Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Filtre antibactérien pour aspirateur de mucosité

**Compatibilité** : Askir 20, Askir 30, Emivac

**Diamètre** : 64 mm

**Connecteur** : 8 mm

**Propriété** : Filtre antibactérien hydrophobe

**Utilisation** : Remplacement sur circuit d'aspiration

**Stérilisation** : Non stérile

**Marque** : CA-MI

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

**Fabricant** : CA-MI

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Des produits complémentaires à découvrir

Un aspirateur de mucosité compatible permet d'équiper ou de renouveler un poste de soin. Les solutions de désinfection fraise et aspiration participent à l'entretien des circuits et accessoires. Des masques chirurgicaux peuvent aussi compléter les équipements utilisés lors des gestes d'aspiration.