

ECG 3 PISTES CARDIOMATE PRÉCISION 12 DÉRIVATIONS SPENGLER - appareil seul

Référence 06087

Prix du produit :

989,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **ECG 3 pistes Cardiomate Spengler** réunit un affichage des **12 dérivations** en direct, une acquisition à **32 000 Hz** et une capacité de **1 000 ECG** pour les examens de repos au cabinet comme en mobilité.

2 Ans • Écran LCD 7 pouces • Mémoire 1 000 ECG • Impression thermique 3 pistes



Description du produit :

ECG Cardiomate 3 pistes, conçu pour la pratique mobile

Cet ECG de repos est pensé pour réaliser rapidement des enregistrements cardiaques en consultation ou lors des déplacements. Le **ECG 3 pistes Cardiomate Spengler** permet de visualiser les **12 dérivations** en temps réel et d'éditer un tracé en **3 pistes** sur papier thermique.

Son échantillonnage à **32 000 Hz** associé à un convertisseur **24 bits** apporte une restitution détaillée du signal. L'impression en une touche facilite la prise en main et accélère le déroulement de l'examen.

Avec sa mémoire interne de **1 000 ECG**, son port USB vers PC et sa batterie haute capacité, il s'intègre aisément aux usages quotidiens. Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, cardiologues, médecins généralistes et équipes en itinérance.

Points forts

- **Lecture instantanée des 12 dérivations** : l'affichage en temps réel aide à vérifier

immédiatement le tracé et à contrôler la qualité de l'enregistrement.

- **Haute précision d'acquisition** : la vitesse d'échantillonnage de 32 000 Hz permet de capter finement l'activité électrique cardiaque.
- **Interface pratique** : l'écran LCD couleur **7 pouces** inclinable, le clavier alphanumérique et l'enregistrement en une touche rendent l'utilisation plus fluide.
- **Stockage intégré** : la mémoire peut conserver jusqu'à **1 000 ECG**, un atout pour l'archivage des examens successifs.
- **Connexion vers PC** : le port USB simplifie le transfert des données pour le classement et l'exploitation des enregistrements.
- **Appareil portable** : ses dimensions compactes, sa batterie de **5200 mA** et sa conception mobile favorisent l'utilisation d'une salle à l'autre.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Marque : SPENGLER

Type de produit : ECG 3 pistes

Affichage : 12 dérivations en temps réel

Écran : LCD couleur 7 pouces inclinable

Vitesse d'échantillonnage : 32 000 Hz

Convertisseur : 24 bits

Mémoire : 1 000 ECG

Connectique : USB vers PC

Impression : thermique 3 pistes et via PC

Autonomie : plus de 6 heures

Batterie : 5200 mA

Dimensions : 310 x 244 x 65 mm

Poids Net : 2,4 kg

Fonctions : interprétation automatique, calcul des intervalles, détection de pacemaker

Utilisation : appareil portable pour cabinet et déplacement

Options : carte SD, Wifi, scanner code-barre, logiciel PC-ECG

Normes & sécurité

Norme : IEC 1/CF

Fabricant : SPENGLER

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le colis contient l'ECG 3 pistes Cardiomate, un câble ECG patient, 6 poires précordiales, 4 pinces membres, un adaptateur secteur et 1 rouleau de papier thermique.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour assurer la continuité des examens, les papiers pour ECG sont indispensables à l'impression

des tracés. Les électrodes ECG et les câbles & accessoires pour ECG complètent utilement l'équipement au cabinet comme en déplacement.

JJ/26