

ECG Cardiomate 6 pistes SPENGLER

Référence 06088

Prix du produit :

1 409,00 € taxe inclu



Description brève du produit :

Les [ECG](#) Cardiomate 3,6 ou 12 de Spengler se distinguent par leur performance exceptionnelle. Que vous soyez en cabinet médical ou en déplacement, ces électrocardiographes Cardiomate proposent des fonctionnalités idéales pour l'ensemble des professionnels de santé.

[Téléchargez la notice d'utilisation de l'ECG CARDIOMATE 6](#)

Description du produit :



Electrocardiographe Cardiomate 6 pistes SPENGLER

L'ECG CardioMate 6 de Spengler est un électrocardiographe de qualité supérieure conçu pour offrir des enregistrements électrocardiographiques précis et fiables. Avec ses 6 pistes

d'enregistrement, cet appareil compact et convivial est idéal pour les professionnels de santé à la recherche d'une solution portable et efficace pour surveiller et diagnostiquer les affections cardiaques.

Grâce à sa facilité d'utilisation, sa portabilité et sa précision, l'ECG CardioMate 6 est un outil essentiel pour la prise en charge des patients en clinique, en situation d'urgence ou à domicile. Spengler, reconnu pour sa qualité en matière de dispositifs médicaux, garantit des résultats de confiance avec cet électrocardiographe.

Les ECG Cardiomate 3,6 ou 12 de Spengler se distinguent par leur performance exceptionnelle. Que vous soyez en cabinet médical ou en déplacement, ces électrocardiographes Cardiomate proposent des fonctionnalités idéales.



Caractéristiques techniques de l'ECG CardioMate 6 :

- Trois modes d'opération : automatique, manuel et rythme ; alimentation en courant alternatif/continu.
- Système de paramétrage et de gestion des données dans plusieurs choix de langue, pratique et flexible.
- Obtention, amplification, affichage et enregistrement simultané de signaux ECG à 12 dérivations ; logiciel d'analyse ECG capable d'analyser des rapports et des données ECG selon 5 types de verdict et 247 cas.
- Carte SD 4 Go intégrée, avec une capacité d'enregistrement de jusqu'à 10 000 groupes de formes d'onde d'ECG à 12 dérivations toutes les 10 secondes, qui peuvent être transmis au PC en raccordant l'interface réseau par USB.
- Système d'impression à matrice thermique haute résolution, réponse en fréquence d'enregistrement égale ou inférieure à 150 Hz.
- Grand clavier avec pavé numérique indépendant, grosses touches d'impression ; écran

LCD couleur 7 pouces.

- **Dérivations** : 12 dérivations standards
 - **Circuit d'entrée** : Protection intégrée contre les défibrillateurs
 - **Vitesse d'échantillonnage** : 32000Hz
 - **Fréquence de réponse** : 0.01 Hz~350 Hz
 - **Taux de rejet du mode commun (CMRR)** : ?110dB (AC filter off), ?120dB(AC filter on)
 - **Voltage de polarisation** : $>\pm 950$ mV
 - **Sensibilité** : 1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV, 10/5 mm/mV, 20/10 mm/mV AGC
 - **Convertisseur A/N** 24bit
 - **Vitesse d'enregistrement** : 5 mm/s, 6.25mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50mm/s
 - **Impédance entrée** : ?100M?
 - **Constante de temps** : ?5s
 - **Niveau de bruit** ?10uV
 - **Logiciel PC** Compatible Windows
 - **Application** Android disponible pour tablette et smartphone (uniquement pour la version bluetooth)
 - **Fonctions** : Visualisation temps réel 12 dérivations ; Enregistrement 10s, 60s ou continue ; Zoom, règle et comparaison d'étude
 - **Base de données** : Gestion de la base de données patient sur le PC ou smartphone et tablette pour la version bluetooth
 - **Format des rapports** : PDF, JPEG, XML, FDA-XML, SCP, DICOM
 - **Alimentation** Auto alimenté par USB pour la version USB et 2 piles AAA pour la version bluetooth.
 - **Filtres** : Filtre EMG : 25 Hz / 30 Hz / 40Hz - Filtre DFT : 0.05 Hz / 0.15 Hz / 0.25 Hz / 0.32 Hz / 0.5 Hz / 0.67Hz/
 - **Filtre** : AC 50 / 60Hz - Filtre passe-bas : 75 Hz / 100 Hz / 150Hz
-
- **Dimensions** : 68 x 126 x 24 mm (L x l x h)
 - **Poids** : 104 gr (version USB) 132g (version Bluetooth)
 - **Inclus** : 1 câble patient, 4 électrodes d'extrémités (pinces), 6 électrodes thoraciques (ventouse), 1 câble USB, logiciel PC ECG+dongle USB, et 1 manuel d'utilisation.

Garantie Spengler : 2 ans. CE.

Vidéo de présentation de la gamme ECG Cardiomate SPENGLER :

Comment connecter son ECG SPENGLER CARDIOMATE à son PC ?

Vidéo montrant la mise en service de l'Électrocardiographe de la gamme CARDIOMATE :

L'appareil ECG Cardiomate de Spengler est également disponible sur notre site dans ces versions :

[Ref : 06087 : ECG Cardiomate 3 pistes](#)

[Ref. 06089 : ECG Cardiomate 12 pistes](#)

Liens utiles :

[Accessoires pour ECG](#)

[Voir la gamme complète des ECG SPENGLER](#)

[Guide d'achat SPENGLER : quel ECG choisir en fonction de sa spécialité médicale ?](#)

	Cardiomate 3	Cardiomate 6	Cardiomate 12	Cardiomate PC USB	Cardiomate PC BLUETOOTH	Cardiomate EVI 7	Cardiomate EVI 10	Cardiomate EVI 10 18 dérivations
Cardiologues en cabinet			++	+	+	++	++	++
Médecin généraliste en cabinet	+	++	+	+	+	++	+	
Médecin généraliste en cabinet et hors cabinet	+	+		++	++	++	+	
IPA	+	+		++	++	+		
Maison de santé pluridisciplinaires	+	++		+	+	++	++	
EPHAD	+	++				+	+	
Etablissements hospitaliers (cliniques, hôpitaux)		++	+			+	++	++